

# Questions & Answers

——康復訓練類

1、產品如何使用？

答：智能電動款產品，需要接電才能使用。取出產品後將電源線一端接入產品後面的插孔，一端接入插線板；將電源按鈕打開，通電後可選擇機身操作頁面操作，也可選擇遙控器操作。

2、如使用太緊，如何調節？

答：需要調節阻力。阻力調節按鈕：對準支架上的阻力調節孔按照左右旋轉即可調節阻力強度。

3、運動速度過快，不適合老人使用？

答：智能訓練機有多檔速度調節，可根據自身情況選擇合適速度，Mode 介面調節速度。同時也可以根據老人的身體情況，選擇速度較慢的產品使用。