



節亮康護產品有限公司產品手冊

Health Product

Your Smart Health Care Solution Partners

Health care product | Smart home care | Air purification

Nursing Products





ZIGLITE[®]
HEALTHCARE



Company Profile

公司簡介

ABOUT US 關於我們

Ziglite Smart Health Care Products Co., Ltd. Incorporated in 2018, we work with our partners to bring their products to the local market. Mainly engaged in the management of health care products, the main customers are hospitals and clinics, homes for the elderly and home patients.

We are committed to the development of excellent health care products, dedicated to the needs of a wide range of different customers, get the best care in the family treatment process, and greatly improve the effect of rehabilitation. Get the best care during the family treatment process and greatly improve the healing effect. We will provide quality products with stable quality and stable performance for customers.

We specialize in a wide range of products, including: health testers, joint protectors, walking and feeding aids, hearing aids, rehabilitation training, disposable incontinence care products, incontinence alarm reminders, daily care products, stress relief products, etc.

what's inside...

PRODUCT CATALOG

公司於2018年成立，我們與合作夥伴一起把他們的產品推向本地市場。以經營康護用品為主，主要客戶為醫院及診所，安老院及家居病人等。

我們致力於發展卓越的康護醫療產品，竭誠照顧廣大不同客戶的需要，在家庭治療過程中得到最好的護理，大大提高康復治療效果。在家庭治療過程中得到最好的護理，大大提高康復治療效果。務求為客戶提供品質優越及性能穩定的醫療產品。

我們專營的產品種類繁多，包括：健康測試儀，關節護具，助行助食，助聽器，康護訓練，一次性失禁護理用品，失禁警報提醒器，日常護理用品，減壓用品等。




Disposable Incontinence Care

一次性失禁護理



NPB P02



NPN P03



NPE P04



NPM P05



NPL P06



NPH P07



NPK P08



NPI P09



NPC P10



NPJ P11



NPF P12

Incontinence stoma drainage

失禁造口引流



NBI P14



NAA P15



NAS P16



NFL P17



NFN P18



NAZ P19



NCE P20



NCF P21



NEH P22



NDH P23



NET P24



NDB P25



NDC P26



NDG P27



NEE P28



NEF P29

Alert Reminder 警報提醒器



NAR P31



NAE P32



NDF P33



NAP P34



NFA P35


Limb Fixation 肢體固定



NAR P37



NAE P38



NDF P39



NAP P40



NAQ P41



NBC P42




NBD P43




NES P44



NFA P45



NFB P46




NDU P47

Flipping Pad 翻身轉移墊



NAF P49



NBX P50



NAC P51



NER P52




NEU P53



NEV P54



NDV P55



NEG P56



NAX P57



NAX2 P58

Pillows And Cushions 靠枕坐墊



NAD P60



NBE P61



NBY2 P62



NBF P63



NDK P64



NDI P65



NDM P66



NDJ P67

Bath Care 洗浴護理



NAH P69



NBV P70



NBP P71




NBA P72



NBN P73



NBO P74



NFD P75



NFE P76

Life Nursing 生活護理



NBU P78



NEI P79




NEJ P80



NEY P81




NEZ P82



NFH P83

Disposable incontinence care

一次性失禁護理



Adult Diapers

成人紙尿片

Model: NPB

Features:

- ADL/embossed drainage: high water absorption, no heavy moisture
- Super absorbent core: Japanese antibacterial material, antibacterial and odor-inhibiting, long-lasting water-locking and non-reverse osmosis
- 3D anti-seepage
- Equipped with humidity indicator: easy to understand the replacement time of diapers
- The total absorption is about 5 times.
- 採用ADL/壓花排水: 高吸水性, 無重濕
- 超強吸水芯: 日本抗菌材質, 抗菌抑味, 持久鎖水不反滲
- 立體防漏圍邊
- 帶濕度指示器: 易於瞭解尿片更換時間
- 總吸收量約5次



Specifications

Product Model 產品型號	NPB
Product Material 產品材質	non woven fabric+PE bottom film+ Sumitomo polymer+PP buckle 無紡布+PE底膜+住友高分子+PP扣
Cotton Core Size 棉芯尺寸	66*34cm
Total Absorption 總吸收量	M碼 1680ml L碼 2130ml
Specifications 規格	10 片 / 包
Waist Circumference 適合腰圍	M碼 28~44inch(72cm-112cm) L碼 40~58inch (102cm-147cm)
Package Size 袋裝尺寸	25*20*18cm
Packing Weight 包裝重量	1.26kg / 1.15kg

Instructions

- ◆讓使用者側臥, 將紙尿片展開, 調整吸收芯體使其處於合適位置
- ◆協助使用者正面臥躺, 將紙尿片前腰貼部分拉起並貼合使用者腹部
- ◆讓使用者雙腿放鬆並張開, 將臀部下的紙尿片部分兩邊拉起覆蓋前腰貼
- ◆調整紙尿片位置, 拉起大腿內側的防漏隔邊, 最後將腰貼貼合固定

注意事項:

- ◆本品為一次性衛生用品, 請不要反復使用
- ◆請將本品放置於嬰幼兒無法觸及的地方, 以免發生意外
- ◆請置於常溫處保存, 避免高溫、潮濕、陽光照射
- ◆本品不溶於水請勿丟入馬桶內
- ◆使用過程中如有不適, 請立即停止使用, 並向醫生諮詢。
- ◆使用時一定要注意前後正反方向, 前方粘貼時一定要粘貼牢固
- ◆穿戴完成後請整理一下前後腰間和大腿內側的防漏隔邊, 以防沒整理好導致漏尿現象

Adult Diapers-daily use type

成人紙尿片-日用型

Model: NPN / NPO

Features:

- ADL/embossed drainage: high water absorption, no heavy moisture
- Super absorbent core: Japanese antibacterial material, antibacterial and odor-inhibiting, long-lasting water-locking and non-reverse osmosis
- 3D anti-seepage
- Equipped with humidity indicator: easy to understand the replacement time of diapers
- The total absorption is about 5 times.
- 採用ADL/壓花排水: 高吸水性, 無重濕
- 超強吸水芯: 日本抗菌材質, 抗菌抑味, 持久鎖水不反滲
- 立體防漏圍邊
- 帶濕度指示器: 易於瞭解尿片更換時間
- 總吸收量約3次



Specifications

Product Model 產品型號	NPN / NPO
Product Material 產品材質	non woven fabric+PE bottom film+ Sumitomo polymer+PP buckle 無紡布+PE底膜+住友高分子+PP扣
Cotton Core Size 棉芯尺寸	76*36cm
Total Absorption 總吸收量	M碼 1425ml L碼 1740ml
Specifications 規格	10 片 / 包
Waist Circumference 適合腰圍	M碼 26~40inch(67cm-102cm) L碼 40~58inch (102cm-147cm)
Package Size 袋裝尺寸	21*18*23cm
Packing Weight 包裝重量	0.8kg / 0.9kg

Instructions

- ◆讓使用者側臥, 將紙尿片展開, 調整吸收芯體使其處於合適位置
- ◆協助使用者正面臥躺, 將紙尿片前腰貼部分拉起並貼合使用者腹部
- ◆讓使用者雙腿放鬆並張開, 將臀部下的紙尿片部分兩邊拉起覆蓋前腰貼
- ◆調整紙尿片位置, 拉起大腿內側的防漏隔邊, 最後將腰貼貼合固定

注意事項:

- ◆本品為一次性衛生用品, 請不要反復使用
- ◆請將本品放置於嬰幼兒無法觸及的地方, 以免發生意外
- ◆請置於常溫處保存, 避免高溫、潮濕、陽光照射
- ◆本品不溶於水請勿丟入馬桶內
- ◆使用過程中如有不適, 請立即停止使用, 並向醫生諮詢。
- ◆使用時一定要注意前後正反方向, 前方粘貼時一定要粘貼牢固
- ◆穿戴完成後請整理一下前後腰間和大腿內側的防漏隔邊, 以防沒整理好導致漏尿現象

Adult Diaper Pull up

成人紙尿褲

Model: NPD / NPE

Features:

- Adopt ADL/embossed drainage: high water absorption, no heavy wetness
- Super absorbent core: Japanese antibacterial material, antibacterial and odor-resistant, long-lasting water lock without reverse osmosis
- Stand-up leakproof: Thoroughly protect against leaks
- With wetness indicator: easy to know when to change diapers
- 360° elastic waistband: safer and more comfortable
- Total absorption is about 3 times
- 採用ADL/壓花排水: 高吸水性, 無重濕
- 超強吸水芯: 日本抗菌材質, 抗菌抑味, 持久鎖水不反滲
- 站立式防漏: 徹底保護, 避免泄漏
- 帶濕度指示器: 易於瞭解尿片更換時間
- 360°彈性腰帶: 更安全舒適
- 總吸收量約3次



Specifications

Product Model 產品型號	NPD / NPE
Product Material 產品材質	Non-woven fabric + PE base film + Banglida polymer + ADL 無紡布+PE底膜+邦利達高分子+ADL
Cotton Core Size 棉芯尺寸	48*17cm
Total Absorption 總吸收量	M碼 1300ml L碼 1540ml
Specifications 規格	10 片 / 包
Waist Circumference 適合腰圍	M碼 20-50.5inch(51cm-128cm) L碼 29-59inch(74cm-150cm)
Package Size 袋裝尺寸	17*15*18cm
Packing Weight 包裝重量	0.63kg / 0.67kg

Instructions

- ◆ 撐開紙尿褲, 如同內褲一樣穿上即可。(腰部藍色橡筋為正面)
- ◆ 使用後可從側邊直接撕開, 為了避免排泄物溢出, 脫下時一手壓住股間另一手脫下紙尿褲。
- ◆ 調整紙尿褲位置, 整理大腿內側的防漏隔邊至舒適位置。

注意事項:

- ◆ 本品為一次性衛生用品, 請不要反覆使用
- ◆ 請將本品放置於嬰幼兒無法觸及的地方, 以免發生意外
- ◆ 請置於常溫處保存, 避免高溫、潮濕、陽光照射
- ◆ 本品不溶於水請勿丟入馬桶內
- ◆ 使用過程中如有不適, 請立即停止使用, 並向醫生諮詢。
- ◆ 穿戴完成後請整理一下大腿內側的防漏隔邊, 以防沒整理好導致漏尿現象

Adult Active Pants - Daily Breathable

成人活力褲 - 日用透氣型

Model: NPM

Features:

- Fitted elastic waist, easy to put on and take off like underwear, full coverage, intimate and comfortable
- Skin-friendly surface, selected natural high-quality cotton, soft skin-friendly surface for close care
- Selected fluff pulp, texture grooves, fast flow diversion, good moisture absorption
- Three-dimensional leak-proof edge, fits the leg circumference, strengthens protection, and makes side lying more secure
- 貼服彈性腰圍, 如內褲般容易穿脫, 完整包覆, 貼心舒服
- 親膚表層, 甄選天然優質棉花, 柔軟親膚面層貼身呵護
- 精選絨毛漿, 紋理凹槽, 快速導流, 良好的吸濕性
- 立體防漏圍邊, 貼合腿圍, 加強保護, 側臥側躺更安心



Specifications

Product Model 產品型號	NPM
Product Material 產品材質	Non-woven fabric+PE base film+water-absorbent polymer+fuzz pulp 無紡布+PE底膜+吸水高分子+絨毛漿
Specifications 規格	30片 / 包
Waist Circumference 適合腰圍	28~54inch(73~139cm)
Total absorptiome 總吸收量	About 2 times urine volume 約2次尿量
Package Size 袋裝尺寸	28*21*15cm
Packing Weight 包裝重量	1.2kg

Instructions

- ◆ 撐開紙尿褲, 如同內褲一樣穿上即可。
- ◆ 使用後可從側邊直接撕開, 為了避免排泄物溢出, 脫下時一手壓住股間另一手脫下紙尿褲。
- ◆ 調整紙尿褲位置, 整理大腿內側的防漏隔邊至舒適位置。

注意事項:

- ◆ 本品為一次性衛生用品, 請不要反復使用
- ◆ 請將本品放置於嬰幼兒無法觸及的地方, 以免發生意外
- ◆ 請置於常溫處保存, 避免高溫、潮濕、陽光照射
- ◆ 本品不溶於水請勿丟入馬桶內
- ◆ 使用過程中如有不適, 請立即停止使用, 並向醫生諮詢。
- ◆ 使用時一定要注意前後正反方向
- ◆ 穿戴完成後請整理一下大腿內側的防漏隔邊, 以防沒整理好導致漏尿現象

Adult Active Pants - Daily Thickening

成人活力褲 - 日用加厚型

Model: NPL

Features:

- Fitted elastic waist, easy to put on and take off like underwear, full coverage, intimate and comfortable
- Skin-friendly surface, selected natural high-quality cotton, soft skin-friendly surface for close care
- Selected fluff pulp, texture grooves, fast flow diversion, good moisture absorption
- Three-dimensional leak-proof edge, fits the leg circumference, strengthens protection, and makes side lying more secure
- 貼服彈性腰圍, 如內褲般容易穿脫, 完整包覆, 貼心舒服
- 親膚表層, 甄選天然優質棉花, 柔軟親膚面層貼身呵護
- 精選絨毛漿, 紋理凹槽, 快速導流, 良好的吸濕性
- 立體防漏圍邊, 貼合腿圍, 加強保護, 側臥側躺更安心



Specifications

Product Model 產品型號	NPL
Product Material 產品材質	Non-woven fabric+PE base film+ water-absorbent polymer+fuzz pulp 無紡布+PE底膜+吸水高分子+絨毛漿
Specifications 規格	20 片 / 包
Waist Circumference 適合腰圍	39~64inch(100~163cm)
Total absorptiome 總吸收量	About 2 times urine volume 約2次尿量
Package Size 袋裝尺寸	28*21*15cm
Packing Weight 包裝重量	1kg

Instructions

- ◆ 撐開紙尿褲, 如同內褲一樣穿上即可。
- ◆ 使用後可從側邊直接撕開, 為了避免排泄物溢出, 脫下時一手壓住股間另一手脫下紙尿褲。
- ◆ 調整紙尿褲位置, 整理大腿內側的防漏隔邊至舒適位置。

注意事項:

- ◆ 本品為一次性衛生用品, 請不要反復使用
- ◆ 請將本品放置於嬰幼兒無法觸及的地方, 以免發生意外
- ◆ 請置於常溫處保存, 避免高溫、潮濕、陽光照射
- ◆ 本品不溶於水請勿丟入馬桶內
- ◆ 使用過程中如有不適, 請立即停止使用, 並向醫生諮詢。
- ◆ 使用時一定要注意前後正反方向
- ◆ 穿戴完成後請整理一下大腿內側的防漏隔邊, 以防沒整理好導致漏尿現象

U-shaped Adult Diapers

U型直條尿片

Model: NPH

Features:

- Hexagonal diversion: three-dimensional diversion layer, which disperses the liquid faster and improves the absorption speed
- Adhesive design: The adhesive is sticky and does not slip, firmly preventing movement
- Selected fluff pulp: soft and comfortable to the touch, quickly absorbs liquid
- Three-dimensional leak-proof edge: fits the leg circumference, enhances protection, and makes side-lying safer
- PE waterproof membrane: waterproof and breathable, effectively preventing leakage
- 六邊形導流:立體導流層,更快將液體散開,提高吸收速度
- 背膠設計:背膠粘貼不脫滑,牢固防止竄動
- 精選絨毛漿:觸感柔軟舒適,快速吸收液體
- 立體防漏圍邊:貼合腿圍,加強保護,側臥側躺更安心
- PE防水膜:防水透氣,有效防止滲漏



Specifications

Product Model 產品型號	NPH
Product Material 產品材質	Non-woven fabric + fuzz pulp + absorbent polymer + wood pulp 無紡布+絨毛漿+吸收高分子+木漿
Specifications 規格	48片/包
Product Size 產品尺寸	220x480mm
Package Size 袋裝尺寸	25*42*10cm
Packing Weight 包裝重量	1.38kg

Instructions

- ◆ 尿片背膠可直接粘於內褲、網褲、紙尿片、紙尿褲上面

注意事項:

- ◆ 本品為一次性衛生用品,請不要反復使用
- ◆ 請將本品放置於嬰幼兒無法觸及的地方,以免發生意外
- ◆ 請置於常溫處保存,避免高溫、潮濕、陽光照射
- ◆ 本品不溶於水請勿丟入馬桶內
- ◆ 使用過程中如有不適,請立即停止使用,並向醫生諮詢。
- ◆ 穿戴完成後請整理一下大腿內側的防漏隔邊,以防沒整理好導致漏尿現象

Comfort Diaper

護理安心墊

Model: NPK / NPK2

Features:

- Adhesive design: The adhesive is sticky and does not slip, firmly preventing movement
- High molecular absorption layer: using high molecular absorbent to lock in moisture without back seepage
- Three-dimensional leak-proof edge: Three-dimensional guard design to enhance protection and prevent side leakage
- Selected fluff pulp: quickly absorbs liquid, the surface feels soft and comfortable
- 背膠設計: 背膠粘貼不脫滑, 牢固防止竄動
- 高分子吸收層: 採用高分子吸收體, 牢牢鎖住水分不回滲
- 立體防漏圍邊: 立體護圍設計, 加強保護, 防止側漏
- 精選絨毛漿: 快速吸收液體, 表層觸感柔軟舒適



Specifications

Product Model 產品型號	NPK / NPK2
Product Material 產品材質	Non-woven fabric + fluff pulp + absorbent polymer + PE leakproof film 無紡布+絨毛漿+吸水高分子+PE防漏膜
Specifications 規格	30片/包 25片/包
Product Size 產品尺寸	245mm / 360mm
Package Size 袋裝尺寸	10*13*24cm
Packing Weight 包裝重量	0.38kg / 0.52kg

Instructions

- ◆ 尿片背膠可直接粘於內褲、網褲、紙尿片、紙尿褲上面

注意事項:

- ◆ 本品為一次性衛生用品, 請不要反復使用
- ◆ 請將本品放置於嬰幼兒無法觸及的地方, 以免發生意外
- ◆ 請置於常溫處保存, 避免高溫、潮濕、陽光照射
- ◆ 本品不溶於水請勿丟入馬桶內
- ◆ 使用過程中如有不適, 請立即停止使用, 並向醫生諮詢。
- ◆ 穿戴完成後請整理一下大腿內側的防漏隔邊, 以防沒整理好導致漏尿現象

Disposable Care Pads

一次性護理墊

Model: NPI

Features:

- Multi layer water absorption structure, layer by layer water absorption without backflow, locking in water for a refreshing and non sticky feel
- Diamond grid embossing, quickly absorbing and diverting moisture, keeping the surface dry and dry for a long time
- Suitable for: infants, postpartum and menstrual women, and those with difficulty lying in bed
- 多層吸水結構，牢牢鎖住惡露，層層吸水不返滲，鎖水清爽不粘膩
- 菱形網格壓紋，快速吸收分流水分，菱形格結構能夠加快吸收引導惡露，保持表面持久幹爽
- 適合人群：嬰幼兒、產褥期及經期女性、臥床不便者



Specifications

Product Model 產品型號	NPI
Product Material 產品材質	Non-woven fabric + cotton-like wood pulp + absorbent polymer + PE leakproof film 無紡布 + 棉狀木漿 + 吸收高分子 + PE防漏膜
Specifications 規格	10片/包
Specifications 產品規格	80*150cm
Specifications 袋裝尺寸	28.5*18*15cm
Product Weight 產品重量	1087g

Instructions

- ◆把護理墊鋪到床上或者鋪到床單與床之間，防止排泄物排出污染弄髒床單及被褥，護理墊可直接與皮膚接觸
- ◆取出後將產品放置於腰臀部位即可

注意事項：

- ◆本品為一次性用品，請勿反復使用。
- ◆每次更換護理墊，請及時清洗並擦幹使用部位，保持皮膚幹爽。
- ◆如有過敏現象，請立即停止使用。
- ◆使用後的護理墊，切勿隨意丟棄，以免污染環境。
- ◆開封後，請儘早使用以避免灰塵等混入。
- ◆每次更換護理墊前需要用清水和肥皂洗手，避免手中細菌污染護理墊。
- ◆請將包裝袋置於嬰幼兒無法觸及的地方，避免窒息等意外發生，兒童需在家長的指導、監督下使用。
- ◆包裝後的醫用護理墊，應在常溫環境下，存放於乾燥通風、無陽光直射、無腐蝕性氣體和通風良好的室內。利用交通工具常溫下運輸。

Medical Care Pads

醫用護理墊

Model: NPC

Features:

- Multi layer water absorption structure, layer by layer water absorption without backflow, locking in water for a refreshing and non sticky feel
- Diamond grid embossing, quickly absorbing and diverting moisture, keeping the surface dry and dry for a long time
- Suitable for: infants, postpartum and menstrual women, and those with difficulty lying in bed
- 多層吸水結構, 牢牢鎖住惡露, 層層吸水不返滲, 鎖水清爽不粘膩
- 菱形網格壓紋, 快速吸收分流水分, 菱形格結構能夠加快吸收引導惡露, 保持表面持久幹爽
- 適合人群: 嬰幼兒、產褥期及經期女性、臥床不便者



Specifications

Product Model 產品型號	NPC
Product Material 產品材質	surface : cotton non-woven fabric 表層材質: 棉不織布 absorbent layer : wood pulp cotton, polymer absorbent, absorbent paper 吸收層材質: 木漿棉、高分子吸收體、吸水紙 bottom : PE leak proof film 底層材質: PE防漏膜
Specifications 產品規格	60*90cm 20 pcs/bag
Specifications 袋裝尺寸	30*19*17cm
Product Weight 產品重量	1212g

Instructions

- ◆ 把醫用護理墊鋪到床上或者鋪到床單與床之間, 防止排泄物排出污染弄髒床單及被褥, 醫用護理墊可直接與皮膚接觸
- ◆ 取出後將產品放置於腰臀部即可

注意事項:

- ◆ 本品為一次性用品, 請勿反復使用。
- ◆ 每次更換護理墊, 請及時清洗並擦幹使用部位, 保持皮膚幹爽。
- ◆ 如有過敏現象, 請立即停止使用。
- ◆ 使用後的護理墊, 切勿隨意丟棄, 以免污染環境。
- ◆ 開封後, 請儘早使用以避免灰塵等混入。
- ◆ 每次更換護理墊前需要用清水和肥皂洗手, 避免手中細菌污染護理墊。
- ◆ 請將包裝袋置於嬰幼兒無法觸及的地方, 避免窒息等意外發生, 兒童需在家長的指導、監督下使用。
- ◆ 包裝後的醫用護理墊, 應在常溫環境下, 存放於乾燥通風、無陽光直射、無腐蝕性氣體和通風良好的室內。利用交通工具常溫下運輸。


Disposable Care Pads

一次性護理墊

Model: NPJ

Features:

- Diamond grid embossing, quick diversion and absorption, quick diversion and water absorption, increasing the water absorption area, instant suction without reverse osmosis
- Free to roll over without fear of leakage, large-sized design, free to roll over and get rid of "caution"
- Suitable for: infants, postpartum and menstrual women, and those with difficulty lying in bed
- 菱格壓紋，迅速導流吸收，快速導流吸水，增大吸水面積，瞬吸不反滲
- 隨意翻身不怕漏，大尺寸設計，自在翻身，擺脫“小心翼翼”
- 適合人群：嬰幼兒、產褥期及經期女性、臥床不便者



Specifications

Product Model 產品型號	NPJ
Product Material 產品材質	non woven fabric, SAP absorbent molecules, wood pulp, absorbent paper, PE bottom film 無紡布、SAP吸水分子、木漿、吸水紙、PE底膜
Specifications 產品規格	60*90cm 20 pcs/bag
Package Size 包裝尺寸	28*21*14cm
Packing Weight 包裝重量	1.03kg

Instructions

- ◆ 把護理墊鋪到床上或者鋪到床單與床之間，防止排泄物排出污染弄髒床單及被褥，護理墊可直接與皮膚接觸
- ◆ 取出後將產品放置於腰臀部位即可

注意事項：

- ◆ 本品為一次性用品，請勿反復使用。
- ◆ 每次更換護理墊，請及時清洗並擦幹使用部位，保持皮膚幹爽。
- ◆ 如有過敏現象，請立即停止使用。
- ◆ 使用後的護理墊，切勿隨意丟棄，以免污染環境。
- ◆ 開封後，請儘早使用以避免灰塵等混入。
- ◆ 每次更換護理墊前需要用清水和肥皂洗手，避免手中細菌污染護理墊。
- ◆ 請將包裝袋置於嬰幼兒無法觸及的地方，避免窒息等意外發生，兒童需在家長的指導、監督下使用。
- ◆ 包裝後的醫用護理墊，應在常溫環境下，存放於乾燥通風、無陽光直射、無腐蝕性氣體和通風良好的室內。利用交通工具常溫下運輸。



Disposable Care Pads

一次性護理墊

Model: NPF

Features:

- Diamond grid embossing, quick diversion and absorption, quick diversion and water absorption, increasing the water absorption area, instant suction without reverse osmosis
- Free to roll over without fear of leakage, large-sized design, free to roll over and get rid of "caution"
- Suitable for: infants, postpartum and menstrual women, and those with difficulty lying in bed
- 菱格壓紋，迅速導流吸收，快速導流吸水，增大吸水面積，瞬吸不反滲
- 隨意翻身不怕漏，大尺寸設計，自在翻身，擺脫“小心翼翼”
- 適合人群：嬰幼兒、產褥期及經期女性、臥床不便者



Specifications

Product Model 產品型號	NPF
Product Material 產品材質	non woven fabric, SAP absorbent molecules, wood pulp, absorbent paper, PE bottom film 無紡布、SAP吸水分子、木漿、吸水紙、PE底膜
Specifications 產品規格	60*90cm 20 pcs/bag
Package Size 包裝尺寸	21*36*7cm
Packing Weight 包裝重量	1.34kg

Instructions


- ◆把護理墊鋪到床上或者鋪到床單與床之間，防止排泄物排出污染弄髒床單及被褥，護理墊可直接與皮膚接觸
- ◆取出後將產品放置於腰臀部位即可

注意事項：

- ◆本品為一次性用品，請勿反復使用。
- ◆每次更換護理墊，請及時清洗並擦幹使用部位，保持皮膚幹爽。
- ◆如有過敏現象，請立即停止使用。
- ◆使用後的護理墊，切勿隨意丟棄，以免污染環境。
- ◆開封後，請儘早使用以避免灰塵等混入。
- ◆每次更換護理墊前需要用清水和肥皂洗手，避免手中細菌污染護理墊。
- ◆請將包裝袋置於嬰幼兒無法觸及的地方，避免窒息等意外發生，兒童需在家長的指導、監督下使用。
- ◆包裝後的醫用護理墊，應在常溫環境下，存放於乾燥通風、無陽光直射、無腐蝕性氣體和通風良好的室內。利用交通工具常溫下運輸。

Incontinence Stoma Drainage

失禁造口引流



Intelligent Urination Nursing Instrument

智能大小便護理儀

Model: NBI

Features:

- The carrier realizes the functions of automatic induction, collection, washing and drying
- Ad hoc odor elimination function and noise elimination function
- The special mattress can be used with the nursing bed to turn over, lift and drop legs, so as to breathe and keep warm and reduce the occurrence of bed sore
- Applicable to: postoperative bedridden patients, disabled or paralyzed persons, bedridden elderly, etc
- Application: family, nursing home, hospital, rehabilitation center, etc
- 自動感應、收集、沖洗、烘乾功能實現的載體
- 特設的消除臭味功能, 消除噪音功能
- 專用床墊, 可配合護理床實現翻身、起身抬腿、落腿等, 透氣、保暖, 減少褥瘡的發生
- 適用於: 術後臥床病人、傷殘或癱瘓人士、臥床老人等
- 應用於: 家庭、養老院、醫院、康復中心等



臥便器




專用床墊

Specifications

Product Model 產品型號	NBI
Product Material 產品材質	plastic + cotton cloth + brown pad + sponge 塑膠+棉布+棕墊+海綿
Product Function 產品功能	bed rest defecation care 臥床大小便護理
Water Tank Capacity 水箱容量	clean water bucket: 6000ml, dirty water bucket: 7000ml 清水桶: 6000ml, 污水桶: 7000ml
Negative Pressure 負壓	urine negative pressure: 1-3, stool negative pressure: 3-5 小便負壓: 1-3檔, 大便負壓: 3-5檔
Working Mode 模式選擇	automatic or manual 自動或手動
Flushing Water Temperature 沖洗水溫	34-39 °C
Drying Temperature 烘乾氣溫	40-55 °C
Host Size 主機尺寸	80*60*65cm
Host Weight 主機重量	35kg

Instructions



產品概述: 當使用者排出大小便時, 儀器的臥便器自動感知, 主機立即啟動抽取大小便並存儲在污水桶內, 大小便結束後, 潔淨的溫水自動噴出, 沖洗使用者的隱私部位和集便器內部, 沖洗後立即進行暖風烘乾。

Medical silicone urine connector

醫用矽膠接尿器


Model: NAA

Features:

- Lightweight and breathable, fixed and widened waistband, adjustable in size
- Liquid silicone has excellent hydrophobicity, softer and more durable
- The anti-backflow soft edge fits better, and the anti-leakage effect is better
- Ventilation holes on both sides, internal heat dissipation naturally
- Applicable crowd: people with mobility difficulties
- 輕薄透氣彈性固定腰帶
- 可循環使用, 加厚導尿管, 臥床防漏
- 4cm加寬彈力腰帶, 多個扣孔, 可調大小
- 液體矽膠具有優良的疏水性柔軟更耐用
- 防回流軟邊能讓接尿器和身體更加貼合, 防漏效果更好
- 為保障透氣充分, 兩側開了透氣孔, 內部熱氣即可自然散出
- 適用人群: 行動不便的人士

Specifications

Product Model 產品型號	NAA
Product Material 產品材質	medical silicone glue 醫用矽膠
Product Function 產品功能	urine receiver 接尿器
Drainage Bag 引流袋	1000ml / 2000ml
Drainage Tube 引流管	1m
Men's waist 男款適用腰圍	84-95cm (2尺5-2尺8)
Women's waist 女款適用腰圍	70-84cm (2尺-2尺5)
Product Size 產品尺寸	18*15*7cm
Product Weight 產品重量	205g
Package Size 包裝尺寸	20*10*10cm
Packing Weight 包裝重量	0.26kg



Instructions

- ◆ 將液體矽膠尿管放入網狀固定腰帶中, 把鈕扣固定
- ◆ 將導尿管分別固定在接尿管下端口和接尿管上
- ◆ 將固定腰帶按正確位置擺好, 並扣上扣子
- ◆ 將鬆緊帶從胯下穿過並扣在腰帶上
- ◆ 溫馨提醒: 接尿管一定要放置比尿管低的位置

注意事項:

- ◆ 請勿生拉硬拽尿管與短褲連接扣
- ◆ 側臥使用時可在雙腿間放置小枕頭, 讓雙腿間有一定間隔, 避免雙腿將漏斗擠扁引起漏尿
- ◆ 尿管一定要放在床下, 尿液是往下流的
- ◆ 注意導管是否有彎折, 過於彎折會導致尿液流通不暢
- ◆ 使用前一定要先關閉排放口
- ◆ 本產品連續使用時間建議不能超過7天

Household Urinal for Men and Women

家用款男女款小便壺

Model: NAS

Features:

- With portable handle, easy to carry
 - There is a scale for easy measurement
 - Covered, anti-tipping liquid
 - The product is non-toxic, has no cold feeling in contact, and is easy to clean
 - Suitable for people with limited mobility or difficulty getting out of bed
-
- 具有手提柄, 方便攜帶
 - 有刻度, 便於測量
 - 有蓋, 防打翻液體
 - 產品無毒害, 接觸無冷感, 清洗方便
 - 適用人群: 行動不便或難以下床人士使用



Specifications

Product Model 產品型號	NAS/NAS2
Product Material 產品材質	plastic 塑膠
Product Function 產品功能	potty / chamber pot 便壺/夜壺
Product Capacity 產品容量	1200ml / 1000ml
Product Size 產品尺寸	23*13*9cm
Product Weight 產品重量	190g
Package Size 包裝尺寸	26*19*16cm
Packing Weight 包裝重量	0.32kg

Instructions

注意事項:

- ◆ 適用家庭清潔劑清洗
- ◆ 切忌勿用氯化物漂白劑消毒
- ◆ 使用後請及時清理
- ◆ 請遠離火源, 避免與鋒利的物品接觸, 以免影響使用

Washable Fabric Diapers+disposable Urine Pads

可洗布尿褲+一次性尿墊

Model: NFL

Features:

- Imported TPU waterproof film, quick water absorption without leakage, breathable and non permeable to keep dry
- Adjustable Velcro for comfort and more convenient on and off
- Anti side leakage crotch, elastic leg fit
- Selected fleece fabric, more skin friendly and breathable
- 進口TPU防水覆膜, 快速吸水不滲漏, 透氣不透水保持幹爽
- 可調節魔术貼, 舒適不勒, 穿脫更方便
- 防側漏襠部, 腿部彈性貼合
- 精選抓毛面料, 更加貼膚透氣



Specifications

Product Model 產品型號	NFL
Product Material 產品材質	PUL waterproof film fabric+fleece lining PUL防水覆膜布+搖粒絨裏料
Suggested Waist Circumference 建議腰圍	1.2-3.5ft (36.6-106.7cm)
Urinary Barrier Size 隔尿巾尺寸	8*30cm/張, 100張/卷
Product Weight 產品重量	157g+208g
Package Size 包裝尺寸	21*11*14 cm
Packing Weight 包裝重量	0.44kg

Instructions

◆取出產品, 穿戴上後調節至合適大小即可

注意事項:

使用建議: 尿量大於500ML的建議搭配尿片使用

*請勿使用金屬清潔球等尖銳物品進行清洗;

*使用後請及時洗淨晾乾;

*請勿長期置於高溫場所, 以免變形;

*請勿接觸明火及腐蝕性液體。

◆洗滌時請將布尿褲按扣扣好, 切勿與尖銳物品一起洗滌, 防止產生勾絲。盡可能手洗以延長布尿褲使用壽命。

◆棉質面料會有輕微縮水現象, 建議冷水洗滌, 勿用烘乾機, 棉質的面料經過水洗後會越洗越柔軟, 建議整理平整後再晾有助於減少褶皺變形。

◆切勿與深色衣物一塊洗滌會有輕微掉色需要分開洗滌, 防止串色, 撞色款式, 隨浸隨洗, 不可長時間浸泡, 防止沾色染色。

Graphene Washable Sanitary Pads

石墨烯可水洗衛生理墊

Model: NFN

Features:

- ADL/embossed drainage: high water absorption, no heavy moisture
- Super absorbent core: Japanese antibacterial material, antibacterial and odor-inhibiting, long-lasting water-locking and non-reverse osmosis
- 3D anti-seepage
- Equipped with humidity indicator: easy to understand the replacement time of diapers
- The total absorption is about 5 times.
- 採用ADL/壓花排水: 高吸水性, 無重濕
- 超強吸水芯: 日本抗菌材質, 抗菌抑味, 持久鎖水不反滲
- 立體防漏圍邊
- 帶濕度指示器: 易於瞭解尿片更換時間
- 總吸收量約5次



Specifications

Product Model 產品型號	NFN
Product Material 產品材質	pure cotton plain coated fabric 純棉素色覆膜布
Qty 數量	3 PCS 3個
Water Absorbing Layer Material 吸水層材質	shake fleece, antibacterial graphene 搖粒絨、抗菌石墨烯
Total Absorption 吸收層尺寸	22*7cm
Product Size 產品尺寸	23*20cm
Packing Weight 包裝重量	0.08kg

Instructions

◆攤開衛生墊, 沿著內褲向下折, 扣上扣子, 可折疊方形隨身攜帶

注意事項:

- ◆可在平日或經期少流量日子時使用;
- ◆可搭配棉條、月經杯使用;
- ◆一包三塊, 方便清洗及交替使用;
- ◆請勿使用金屬清潔球等尖銳物品進行清洗;
- ◆使用後請及時洗淨晾乾;
- ◆請勿長期置於高溫場所, 以免變形;
- ◆請勿接觸明火及腐蝕性液體, 內側的防漏隔邊, 以防沒整理好導致漏尿現象。

Washable Non Slip Diaphragms

可清洗防滑式隔尿墊

Model: NAZ / NAZ2 / NAZ3

Features:

- Four layer urine barrier, effective leak proof
- The material is soft and comfortable, close to the skin, breathable and not muggy
- Washable, non fading, non slip and non displacement
- Function: prevent urine and body fluid from polluting bed sheets or bedding, and can be used directly on the skin
- Applicable to: the elderly, pregnant women, children, menstruation, etc
- 四層隔尿, 有效防漏
- 材料柔軟舒適, 親膚透氣不悶熱
- 可水洗, 不掉色, 使用防滑不移位
- 作用: 阻隔尿液、體液等污染床單或被褥, 可直接貼膚使用
- 適用於: 老人、產婦、兒童、經期等



Specifications

Product Model 產品型號	NAZ / NAZ2 / NAZ3
Product Material 產品材質	polyester fiber, breathable mesh, absorbent cotton, TPU 聚酯纖維, 透氣網布, 吸水棉, TPU防水膜
Product Function 產品功能	barrier liquid 阻隔液體
Color 顏色	navy 藏青色
Product Size 產品尺寸	60*90cm / 40*45cm / 90*150cm
Product Weight 產品重量	365g / 98.3g / 700g
Package Size 包裝尺寸	25.5*20*7cm
Packing Weight 包裝重量	0.49kg

Instructions

- ◆ 取出後將產品放置於腰臀部位即可
- ◆ 清洗時按照正常清洗方式就可以

注意事項:

- ◆ 皮膚過敏者慎用
- ◆ 對產品材料過敏者慎用
- ◆ 應存放於乾燥和通風良好的室內, 勿於酸鹼等腐蝕性物質混放
- ◆ 遠離高熱、火源等環境
- ◆ 產品使用後請及時更換清洗, 以免滋生細菌

Infant Urinary Pad

嬰兒隔尿墊

Model: NCE

Features:

- 100% cotton gauze on the surface+middle absorbent layer+bamboo cotton terry bottom, soft and anti-slip
- Cotton double-needle binding, more durable and machine washable
- Skin-friendly design, soft and breathable, waterproof and urine barrier
- Multi-functional baby urinal pad, baby stroller pad
- 表面100%純棉紗布+中間吸水層+竹棉毛圈底部, 柔軟防滑
- 純棉雙針包邊, 更耐用可機洗
- 親膚設計, 柔軟透氣, 防水隔尿
- 多功能寶寶隔尿墊、外出嬰兒推車墊



Specifications

Product Model 產品型號	NCE
Product Material 產品材質	cotton+bamboo cotton terry+polyester 棉+竹棉毛圈+聚酯纖維
Product Function 產品功能	infant urinary septum 嬰兒隔尿
Color 顏色	random 隨機
Product Size 產品尺寸	45cm*29.5cm*0.5cm
Product Weight 產品重量	0.08kg
Package Size 包裝尺寸	15*15*5cm
Packing Weight 包裝重量	0.42kg

Instructions

- ◆ 取出後將產品放置於腰臀部位即可
- ◆ 清洗時按照正常清洗方式就可以

注意事項:

- ◆ 對產品材料過敏者慎用
- ◆ 應存放於乾燥和通風良好的室內, 勿於酸鹼等腐蝕性物質混放
- ◆ 遠離高熱、火源等環境
- ◆ 產品使用後請及時更換清洗, 以免滋生細菌

Suede Waterproof Baby Care Mattress

絨面嬰兒防水護理床墊

Model: NCF

Features:

- Tough and washable, easy to wash without deformation
- Skin-friendly design, soft and breathable, waterproof and urine barrier
- One pad can be used for many purposes and can be carried out
- 韌耐水洗, 易洗不變形
- 親膚設計, 柔軟透氣, 防水隔尿
- 一墊多用, 可外出攜帶



Specifications

Product Model 產品型號	NCF
Product Material 產品材質	crystal super soft velvet+tpu waterproof film+ecological cotton 水晶超柔絨+TPU防水膜+生態棉
Product Function 產品功能	infant urinary septum 嬰兒隔尿
Product Size 產品尺寸	118.7cm*68.5cm*0.5cm
Product Weight 產品重量	0.24kg
Package Size 包裝尺寸	24cm*17cm*5cm
Packing Weight 包裝重量	0.32kg

Instructions

- ◆ 取出後將產品放置於腰臀部位即可
- ◆ 清洗時按照正常清洗方式就可以

注意事項:

- ◆ 對產品材料過敏者慎用
- ◆ 應存放於乾燥和通風良好的室內, 勿於酸鹼等腐蝕性物質混放
- ◆ 遠離高熱、火源等環境
- ◆ 產品使用後請及時更換清洗, 以免滋生細菌

Sterile Drainage Urine Bag

無菌引流子母尿袋

Model: NEH

Features:

- Double hook suspension device, can be hung at the head of the bed
- The product has an anti reflux device, effectively preventing urine backflow
- The drainage tube remains soft and firm
- Foldable cross drain valve, push to open/close the drain valve
- The length of the tube is about 100CM, and the scale on the bag body is clear, making it easy to observe and treat
- 雙掛鉤懸掛裝置，掛在床頭更牢固，產品有抗反流裝置，有效防止尿液倒流
- 加粗寶塔接頭，引流管柔軟不變硬，可接三腔導尿管
- 可折疊十字排液閥，推動可以打開/關閉排液閥，排液閥可以折疊收在引流袋上
- 管長約100CM，袋身刻度清晰，便於觀察治療



Specifications

Product Model 產品型號	NEH
Product Material 產品材質	PVC
Product Capacity 產品容量	2000+200ml
Product Weight 產品重量	180g
Product Size 產品尺寸	30*27+25*8.5*5 cm
Product Model 產品型號	NEH2
Product Capacity 產品容量	2500+500ml
Product Weight 產品重量	210g
Product Size 產品尺寸	30*27+28*15.5*5 cm

Instructions

- ◆ 打開包裝，取出產品，檢查精密引流袋各部件有無破損、連接處有無斷裂。
- ◆ 關閉貯液袋和計量盒排放開關，拔除引入管一端的接頭帽，將引入管接頭與引流管或導尿管連接牢固。
- ◆ 使用床往鉤、固定繩索等固定精密引流袋。
- ◆ 適時觀察精密引流袋袋內體液容量，在液體達到規定數值時，打開排放開關，排放袋內液體。

注意事項：

- ◆ 一次性使用，產品經環氧乙烷滅菌，包裝破損或有異物禁止使用，本品貯存在無腐蝕性氣體，通風良好的室內

Concealed Urine Bag Messenger Bag

隱蔽式尿袋斜挎包

Model: NDH / NDH2

Features:

- Fashionable appearance, hidden urine bag, adjustable shoulder strap length
- The drainage bag is fixed with a lanyard to prevent sagging and backflow
- The bottom end is designed with velcro, which can be opened to release liquid
- Lined with waterproof fabric to prevent soiling
- 外觀時尚, 隱藏尿袋, 肩帶的長短可以調節
- 系繩固定引流袋, 防止下垂倒流
- 底端魔術貼設計, 整體打開釋放出液體
- 內襯防水面料, 防止弄髒衣服



Specifications

Product Model 產品型號	NDH / NDH2
Product Material 產品材質	mesh+waterproof lining 網+防水內襯
Product Function 產品功能	hide urine bag 隱藏尿袋
Color 顏色	black 黑色
Product Size 產品尺寸	29*19cm / 32*21.5cm
Capacity 容量	1000ml / 2000ml
Package Size 包裝尺寸	15*15*5cm / 25*17*5cm
Packing Weight 包裝重量	0.16kg / 0.2kg

Instructions

注意事項:

- ◆ 請勿使用金屬清潔球等尖銳物品進行清洗;
- ◆ 使用後請及時洗淨晾乾;
- ◆ 請勿長期置於高溫場所, 以免變形;
- ◆ 請勿接觸明火及腐蝕性液體。

Concealed Urine Bag Messenger Bag

隱蔽式尿袋斜挎包

Model: NET

Features:

- Waterproof fabric, easy to clean, preventing clothes from getting dirty
- The length can be adjusted freely, connected with a Japanese buckle, and the ribbon is soft, comfortable, and skin friendly. There is a drainage port at the bottom
- Target audience: Fixed drainage straps to avoid embarrassment when going out, suitable for use with nephrostomy or bile drainage bags, etc
- 防水面料, 方便清洗, 防止弄髒衣服
- 長度隨意調, 日字扣連接, 織帶柔軟舒服親膚, 底部有引流口
- 適用人群: 固定引流帶, 避免出門尷尬, 腎造瘻或者膽汁引流袋等都適合使用



Specifications

Product Model 產品型號	NET
Product Material 產品材質	waterproof oxford cloth 防水牛津布
Product Function 產品功能	hide urine bag 隱藏尿袋
Color 顏色	black 黑色
Product Size 產品尺寸	30*22.5cm
Product Weight 產品重量	120g
Package Size 包裝尺寸	25*17*55cm
Packing Weight 包裝重量	0.19kg

Instructions

◆取出產品, 將尿袋下方管往上折在放進包裏, 即可背帶, 肩帶調整至適合位置即可。

注意事項:

- ◆請勿使用金屬清潔球等尖銳物品進行清洗;
- ◆使用後請及時洗淨晾乾;
- ◆請勿接觸明火及腐蝕性液體。

Daily Cystostomy With Urine Bag


日用款膀胱造口接尿袋

Model: NDB

Features:

- Latex material, reusable, high elastic webbing length adjustable
- Adjustable belt and fixing ring are integrated, easy to use
- Latex connected to urine bucket, leak-proof crimping design, preventing leakage and countercurrent
- Applicable to: patients with ileum, colon, rectum or urethrostomy are used to receive excreta after operation

- 乳膠材質, 可反復使用, 高彈力腹帶長度可調
- 調節腰帶和固定圈一體, 使用方便
- 乳膠接尿門, 防漏卷邊設計, 防止漏液逆流
- 適用於: 回腸、結腸、直腸或尿道造口患者術後接裝排泄物使用



Specifications

Product Model 產品型號	NDB
Product Material 產品材質	latex 乳膠
Product Size 產品尺寸	daily urine collection bag: 22.5 * 11.5cm cross valve: 6 * 4cm belt: 90 * 4cm 日用接尿袋: 22.5*11.5cm 十字閥: 6*4cm 腰帶: 90*4cm
Product Weight 產品重量	109g
Package Size 包裝尺寸	15*15*5cm
Packing Weight 包裝重量	0.16kg

Instructions

◆將介面中間溝槽按壓卡進腹帶, 將儲液袋調整和腹部垂直, 將乳膠口對準造口, 拉緊腹帶, 使用中提拉儲液袋防止粘連及時打開排尿口排尿、減輕重量

注意事項:

- ◆腰掛袋適用於白天使用, 患者帶上後便於行動和工作, 不需要配合儲尿袋使用。儲尿袋掛在床邊、切勿放在床上、外出使用可將儲尿袋綁在腿上。使用時應經常沖洗晾乾、忌暴曬、烘烤、固定腹帶鬆緊要適度。對乳膠過敏者慎用。
- ◆本品配置的膠片建議粘貼使用3天左右, 延期使用會影響粘貼效果, 導致脫落或滲漏, 並對皮膚不利;
- ◆如果袋子出現脹氣情況, 請在袋體上端用針紮孔排氣, 建議使用活性炭過濾片貼在排氣孔上, 可去除異味;
- ◆皮膚對粘膠過敏者慎用, 如在使用過程中感到不適, 請立即停止使用, 並向醫療專業人士諮詢;
- ◆腹帶兩件式造口袋, 建議造口皮膚恢復好以後使用, 平型和凹陷型等非外凸型造口請慎用。
- ◆使用時應經常沖洗晾乾, 忌暴曬、烘烤, 固定腹帶鬆緊要適度。對乳膠過敏者甚用。

Disposable Belt Type Anorectal Pouch

一次性腰帶式肛腸造口袋

Model: NDC

Features:

- Fish silk fabric, comfortable, breathable and not stuffy
- Blue waterproof cloth, easy to clean
- 16cm special ejection hook, adjust the tightness freely, not easy to fall off
- Fixed clip design, rotatable chassis, so that patients can be used in sitting, lying, standing and other positions
- Applicable to: stoma cleaning, nursing and excreta collection
- 魚絲面料, 舒適透氣不悶熱
- 藍色防水布, 易清潔
- 16cm專用射出鉤, 隨心調節鬆緊度, 不易脫落
- 固定夾子設計, 可旋轉式底盤, 讓患者在坐姿、躺姿、站姿等姿勢下均可適用
- 適用於: 造口清洗、護理和排泄物的收集



Specifications

Product Model 產品型號	NDC
Product Material 產品材質	silicone+plastic bag+elastic belt 矽膠+塑膠袋+彈性腰帶
Color 顏色	blue and white 藍白色
Product Size 產品尺寸	belt: 100cm $\pm$ 10% long, 6cm wide, with 20cm adjustable buckle inner diameter: 2.5-5cm, can be cut 腰帶: 長100cm $\pm$ 10%, 寬6cm, 有20cm調節粘扣 內徑: 2.5-5cm可剪裁
Product Weight 產品重量	99g
Package Size 包裝尺寸	15*15*5cm
Packing Weight 包裝重量	0.15kg

Instructions

- ◆ 將肛門袋套在肛門圈外沿上, 用卡子卡好或皮筋, 一定要套緊、套牢。
- ◆ 將肛門圈兩邊的布帶圈在腰部, 使肛門圈對準改造口位置, 調節到適宜的緊度, 系好即可。
- ◆ 及時更換肛門袋。

注意事項:

- ◆ 請勿使用金屬清潔球等尖銳物品進行清洗;
- ◆ 使用後請及時洗淨晾乾;
- ◆ 請勿長期置於高溫場所, 以免變形;
- ◆ 請勿接觸明火及腐蝕性液體。


Adjustable Pressure Dialysis Tourniquet

可調節壓力透析止血帶

Model: NDG

Features:

- The length can be adjusted freely, durable, spacious, soft and comfortable
- High elasticity, no deformation after repeated use
- Widened Velcro with strong fixation
- Applicable crowd: special tourniquet for dialysis, with strong adhesion, can be used repeatedly, and can be adjusted freely, fat and thin
- 長度隨意調，經久耐用，寬大柔軟舒服親膚
- 高彈鬆緊，反復使用不變形
- 加寬魔術貼，固定性強
- 適用人群：透析專用止血帶，粘力強反復使用，隨意調節鬆緊，胖瘦都能使用



Specifications

Product Model 產品型號	NDG
Product Material 產品材質	high elasticity and tightness 高彈鬆緊
Color 顏色	black
Product Size 產品尺寸	35*4cm
Product Weight 產品重量	11g
Package Size 包裝尺寸	10*10*3cm
Packing Weight 包裝重量	0.05kg

Instructions

◆取出產品，根據自己的需求調節大小，粘上魔術貼即可

注意事項：

- ◆請勿使用金屬清潔球等尖銳物品進行清洗；
- ◆使用後請及時洗淨晾乾；
- ◆請勿長期置於高溫場所，以免變形；
- ◆請勿接觸明火及腐蝕性液體。、烘烤，固定腹帶鬆緊要適度。對乳膠過敏者甚用。

Abdominal Dialysis Tube Protection Belt

腹透管路保護腰帶

Model: NEE

Features:

- Made of woolen cotton material, breathable and durable, and featuring a hollowed out design
- Adjustable at will, ultra-thin design, Velcro allows for adjustable waist belt length
- Super strong elasticity, comfortable width, not cramping the stomach, durable and wear-resistant
- Product function: Abdominal dialysis tube fixation, protecting against dust and bacteria
- 採用呢絨棉材料，透氣耐用，並且採用鏤空設計，透氣效果佳
- 隨意調節，超薄設計，魔术貼可隨意調節腰帶長短
- 超強彈力，寬度舒適，不勒肚子，經久耐用抗磨損
- 產品功能：腹透管固定，保護防塵防菌



Specifications

Product Model 產品型號	NEE
Product Material 產品材質	cotton, cotton fiber, rubber bands 棉、棉綸、橡筋
Applicable Waist Circumference 適用腰圍	70-100cm
Product Size 產品尺寸	100*6cm
Product Weight 產品重量	42g

Instructions

- ◆ 取出產品，根據自己的需求調節大小，粘上魔术貼即可。

注意事項：

- ◆ 請勿使用金屬清潔球等尖銳物品進行清洗；
- ◆ 使用後請及時洗淨晾乾；
- ◆ 請勿長期置於高溫場所，以免變形；
- ◆ 請勿接觸明火及腐蝕性液體。

Adjustable Abdominal Dialysis Care Belt

可調節腹透護理腰帶

Model: NEF

Features:

- Adjustable elasticity, adjustable length, high flexibility
- Comfortable to wear, made of cotton and a small amount of synthetic fiber, reusable
- Comfortable fabric, elastic woven tape, preferred fabric, skin friendly and comfortable
- Easy to operate, easy to wear, and adjustable at will
- 鬆緊可調, 長度可調, 有彈性, 靈活性高
- 佩戴舒適, 由棉和少量人造纖維製成, 可重複使用
- 面料舒適, 彈性編織帶, 優選布料, 親膚舒適
- 操作便捷, 穿戴方便, 隨意調節



Specifications

Product Model 產品型號	NEF
Product Material 產品材質	cotton, cotton fiber, rubber bands 棉、棉綸、橡筋
Applicable Waist Circumference 適用腰圍	≤115cm
Product Size 產品尺寸	98*5cm
Product Weight 產品重量	41g

Instructions

- ◆ 取出產品, 根據自己的需求調節大小, 粘上魔術貼即可。

注意事項:

- ◆ 請勿使用金屬清潔球等尖銳物品進行清洗;
- ◆ 使用後請及時洗淨晾乾;
- ◆ 請勿長期置於高溫場所, 以免變形;
- ◆ 請勿接觸明火及腐蝕性液體。

Alert Reminder

警報提醒器



Urine Wet Alarm for The Elderly and Children

老人、小孩尿液報警器

Model: FBM

Features:

- Triple alarm mode, one-touch switching: vibration, buzzer, vibration + buzzer
 - Wristband design, light and comfortable to wear
 - Sensor head: detects urine and sends alarm information to the receiver via wired method.
 - Receiver: The sensor head detects urine and transmits it to the receiver through the wire, and the receiver will sound an alarm
- 三重報警模式，一鍵切換：振動，蜂鳴，振動+蜂鳴
 - 腕帶設計，穿著輕便舒適
 - 感應頭：檢測尿液通過有線方式發送報警資訊給接收器。
 - 接收器：感應頭檢測到尿濕通過有線傳送給接收器，接收器會發出警報



Specifications

Product Model 產品型號	FBM
Product Material 產品材質	ABS
Reminder Mode 提醒模式	vibration, buzz, vibration+buzz 振動、蜂鳴、振動+蜂鳴
Total Absorption 供電方式	USB
Battery Capacity 電池容量	300mA
Size 尺寸	length of strap 綁帶長度:24cm line length 感應夾線長:85cm host size 主機尺寸:5.7*41.5cm
Weight 重量	45g

Instructions

- ◆長按3秒開關機鍵開/關機。單擊模式切換鍵切換震動模式、蜂鳴模式震動+蜂鳴模式。
- ◆設置好模式後，將主體適當調整綁帶長度，幫於手臂處。
- ◆將夾子固定在孩子的內褲上。

注意事項：

- ◆接收器主體不防水，如有髒汙請用濕毛巾輕擦處理；
- ◆夾子為環保不銹鋼材料，可清洗；
- ◆使用接收器溫濕度功能時接收器不得接觸或放置於如口袋等特殊環境，不得將溫濕度感測器孔位遮擋，接收器在充電過程中溫濕度功能無效；
- ◆在每次有尿濕部分後，記住要清理感測器夾子；
- ◆一定要經常檢查電池，以確保報警器仍在工作，這可以通過在夾子中間插入一塊濕布來檢查。

Wireless Urine Alarm

無線尿濕報警器

Model: FBN

Features:

- Three reminder modes: vibration reminder, sound alarm, vibration + sound reminder, customizable mode
- No cords, more comfortable to wear, no sense of touch, sensor and receiver are separated, no need to worry about entanglement of wireless materials
- Sensitive probe, the detection head will trigger the alarm device when it is wet, to achieve the purpose of reminder
- The receiver is equipped with an LED screen, humidity, temperature and mode are clearly displayed
- Storage box packaging design: convenient for storage and easy to carry
- 三種提醒模式，振動提醒，聲音報警，振動+聲音提醒，可自定義模式
- 無繩牽絆更自在，無感佩戴更舒適，感測器與接收器分離式設計，無線材纏繞煩惱
- 靈敏探頭，探測頭濕潤後引發警報裝置，達到提醒的作用
- 接收器配備LED螢幕，濕度溫度以及模式一目了然
- 收納盒包裝設計：方便收納，輕鬆攜帶

Specifications

Product Model 產品型號	FBN
Product Material 產品材質	ABS
Reminder Mode 提醒模式	vibration, buzz, vibration+buzz 振動、蜂鳴、振動+蜂鳴
Total Absorption 供電方式	USB
Battery Capacity 電池容量	300mA
Size 尺寸	Receiver size 接收器尺寸:6.2*4.7*1.5cm Transmitter size 發射器尺寸:1.5*4*2.7cm Charging box size 充電盒尺寸:7*14*3cm
Product Weight 產品重量	121g



Instructions

- ◆開關撥到右邊接收器開機，撥到左邊接收器關機，發射器默認一直開機。
- ◆震動模式設置：按一下左邊按鈕，螢幕顯示數字000001，出現震動小圖示，按右鍵確認，系統自動返回主介面，設置結束
- ◆聲音模式設置：按兩下左邊按鈕，螢幕顯示數字000002出現喇叭小圖示，按右鍵確認，系統自動返回主介面，設置結束
- ◆震動加聲音模式設置：按三下左邊按鈕，螢幕顯示數字000003出現震動及喇叭小圖示，按右鍵確認，系統自動返回主介面，設置結束
- ◆華氏度顯示：按四下左邊按鈕，螢幕顯示數字000004溫度單位出現華氏度小圖示，按右鍵確認，系統自動返回主介面，設置結束
- ◆攝氏度顯示：按五下左邊按鈕，螢幕顯示數字000005溫度單位出現攝氏度小圖示，按右鍵確認，系統自動返回主介面，設置結束
- ◆使用說明：將尿液檢測模組扣子撐開，沿著內褲邊沿將檢測模組扣在內褲上。當系統出現報警時候，出現三角褲的小圖示，報警器按用戶設定的報警模式震動或者聲音或者震動+聲音，用戶按任意鍵報警取消，報警圖示消失，報警器恢復正常。

注意事項：

- ◆使用接收器溫濕度功能時接收器不得接觸或放置於如口袋等特殊環境，不得將溫濕度感測器孔位遮擋，接收器在充電過程中溫濕度功能無效。

Wireless Urine Alarm

無線尿濕報警器

Model: FCL

Features:

- When urine is detected, the wet alarm will immediately send a reminder through the bracelet to help the guardian change the diaper in time;
- Small and light, easy to carry and install, IP65 waterproof, just stick the sensor on the diaper to receive prompt reminders;
- It has three reminder modes: music, light and vibration. It can also remind you at regular intervals to train your child to use the toilet independently.
- Suitable for the elderly, infants or other people who need special care, with a wide range of application scenarios
- 尿濕報警器當檢測到尿液時，會立即通過手環發出提醒，幫助監護人及時更換尿不濕；
- 小巧輕便，易於攜帶和安裝，IP65防水，將感測器貼在尿不濕上便能及時收到提醒；
- 擁有音樂、燈光、震動三種提醒模式，也可定時提醒，訓練孩子自主如廁；
- 適用於老人、嬰兒或其他需要特別照顧的人群，具有廣泛的應用場景



Specifications

Product Model 產品型號	FCL
Product Material 產品材質	ABS
Reminder Mode 提醒模式	vibration, buzz, vibration+buzz 振動、蜂鳴、振動+蜂鳴
Total Absorption 供電方式	USB
Battery Capacity 電池容量	Receiver battery 接收端電池:300mAh Transmitter battery 發射端電池:55mAh
Size 尺寸	5.5*4.7*1.6cm/5.4*3.1*1.6cm
Product Weight 產品重量	44g

Instructions

- ◆ 電源：長按2秒，打開和關閉機器。
- ◆ 模式選擇：長按模式按鈕2秒，螢幕上的模式圖示閃爍跳躍，按一下切換模式選擇，調整到需要的模式，然後停止閃爍2秒，自動確定當前模式。
- ◆ 計時設定：按住按鈕2秒鐘開始計時，螢幕上的時間圖示閃爍跳動。按一下按鈕，在不同時間之間切換。當時間調整到所需時間時，會閃爍2秒，停止閃爍自動確定所選時間。啟用定時後，長按2秒鐘關閉定時功能。
- ◆ 電力和充電：當電力不足時，電力圖示閃爍紅燈，表示需要充電。連接充電器時，紅燈呼吸表示正在充電，充滿電後，綠燈常亮。在正常使用中，當電池充滿時，綠燈會一直亮著。
- ◆ 當前模式：振動、聲音、聲音+振動：當模式設定為該模式時，圖示會一直亮著，待機1分鐘後螢幕上對應的燈會自動熄滅。按任意鍵喚醒。
- ◆ 警示燈：觸發尿濕時，紅燈閃爍，根據模式選擇蜂鳴和震動，定時觸發報警時，藍光閃爍。聲音有兩種（根據模式選擇聲音和振動）。

Bed-wetting Alarm

尿床尿濕報警器

Model: FCM

Features:

- Baby bed-wetting alarm, small and exquisite, highly sensitive, elegant appearance, protects baby all day long;
- Three reminder modes: vibration + light, music + light, vibration + music + light; customizable volume, multi-dimensional reminders;
- Type-C charging, large battery and long battery life;
- Self-adhesive wristband, soft and delicate, does not squeeze the skin, and the length is adjustable;
- Clip design, easy to use and not easy to fall off.

- 寶寶尿床警報器，小巧玲瓏、高度靈敏、外觀大方，呵護寶寶一整天；
- 三種提醒模式：振動+燈光、音樂+燈光、振動+音樂+燈光；音量自定義，多維度提醒；
- Type-C充電，大電池超長續航；
- 自粘腕帶，柔軟細膩，不勒皮膚，長度可調節；
- 夾子設計，使用方便，不易掉落



Specifications

Product Model 產品型號	FCM
Product Material 產品材質	ABS
Reminder Mode 提醒模式	vibration, buzz, vibration+buzz 振動、蜂鳴、振動+蜂鳴
Total Absorption 供電方式	USB
Battery Capacity 電池容量	300mA
Size 尺寸	5.5*4.7*1.6cm/5.4*3.1*1.6cm
Product Weight 產品重量	44g

Instructions

- ◆ 取出產品，檢查產品功能是否正常
- ◆ 腕帶戴在手上或者推車上，也可以不戴。將感測器夾在孩子容易弄濕的尿布上
- ◆ 孩子尿床的時候，機器會報警，按任意鍵取消報警，請立即更換尿布，保持乾燥
- ◆ 我們為孩子準備了一張記錄卡，鼓勵記錄孩子的訓練情況，給他信心，讓他變得更好
- ◆ 不用時，請關閉機器，準備一個便於保管和攜帶的收納袋

4G SOS Alarm System

4G SOS 报警器

Model: FCN

Features:

- When a situation occurs and the guardian needs to be contacted, an alarm text message can be sent to the guardian's mobile phone through a one-touch button, wireless emergency button or voice call, and a hands-free voice call will be automatically dialed.
- The handle has buttons and a lanyard design, making it easy for the elderly to use it at home while lying in bed;
- Three indicator light colors allow the elderly to quickly understand the device status, which is simple and easy to understand;
- Double model production ensures accurate voice alarm, high accuracy, low false alarm rate, safe and easy to use
- 發生情況需要聯繫監護人時，可通過一鍵按鈕、無線緊急按鈕或者語音呼救等方法，向監護人手機發送報警簡訊，並自動撥通免提語音通話。
- 手柄按鍵，掛繩設計，便於老人臥床居家使用；
- 三種指示燈顏色，老人可快速瞭解設備狀態，簡便易理解；
- 雙重模型製作，保障語音報警準確無誤，準確率高，降低誤報率，安全好用

Specifications

Product Model 產品型號	FCN
Communication Pipeline 通訊管道	4G Communication (Compatible only with China Mobile and China Telecom) 4G通訊 (僅相容中國移動、中國電信)
Reminder Mode 提醒模式	vibration, buzz, vibration+buzz 振動、蜂鳴、振動+蜂鳴
Custom Voice 自定義語音	20 Groups Can Be Recorded 可錄製20組
Total Absorption 供電方式	USB
Battery Capacity 電池容量	500mA
Packing Size 包裝尺寸	15.2*10.4*5cm
Packing Weight 包裝重量	0.27kg



Instructions

首次使用:

插入SIM卡，您的設備需要使用手機通訊網絡，所以，在開始之前，必須給主機安裝SIM卡。卡的缺口向裏，晶片面向上，使用如卡針之類的工具將SIM卡頂入卡槽聽到“滴答”聲後表示已安裝到位。

注意：安裝好SIM卡後，開機，藍色指示燈變為常亮後，表示通訊網絡註冊成功，主機可以正常使用了。

安裝方法:

1. 主機安裝位置選擇：本設備一般用於緊急求救的場合，採用壁掛安裝方式，建議安裝在床頭、客廳沙發旁等易於操作的地方。

2. 先用螺絲或雙面膠將安裝背板按上面的箭頭方向固定在牆上，然後將主機背後的掛孔對準安裝背板上方的兩個卡位柱，向下滑動主機扣緊。

使用方法:

1. 按下主機最大的呼叫按鈕3秒以上直到聽到提示語音後鬆開。


2. 請在5米範圍內，對著主機說“救命”至少兩次（中間稍微停頓一下），直到聽到語音提示。

3. 拉下主機緊急拉繩，直到聽到語音提示。

4. 按下無線緊急按鈕，直到聽到語音提示。

Limb Fixation

肢體固定



Medical Wheelchair Safety Strap

醫用輪椅安全固定帶

Model: NAR

Features:

- Curved appearance design, sturdy internal structure, self-locking to prevent the webbing from slipping off
- Comfortable, breathable, moisture-absorbing, heat-resistant, durable, clean-resistant, soft and smooth, firm and strong
- Filled with sponge, no mark, no restraint
- Precise tailoring, workmanship, ergonomic principles, and physiological characteristics
- Applicable crowd: people who need to be fixed in wheelchairs
- 弧形外觀設計, 內部結構堅固, 自鎖防止織帶滑落
- 舒適、透氣、吸濕、耐熱、耐用、耐清潔、柔軟光滑、牢固
- 填塞海綿, 無痕迹, 無束縛
- 精確的剪裁、工藝、人體工程學原理和生理特性
- 適用人群: 坐輪椅需要固定的人士



Specifications

Product Model 產品型號	NAR
Product Material 產品材質	high elastic sponge 高彈力海綿
Product Function 產品功能	prevent patients from leaning forward and falling down 預防患者前傾、跌倒
Product Size 產品尺碼	one size 均碼
Color 顏色	green 綠
Product Size 產品尺寸	18*29*5cm
Product Weight 產品重量	325g
Package Size 包裝尺寸	30*21.5*5cm
Packing Weight 包裝重量	0.45kg

Instructions

◆ 把輪椅安全帶放置在病人胸前, 織帶從病人腋下穿過至輪椅後方, 把插扣扣上即可

注意事項:

- ◆ 此款為棉質產品請遠離火源或高溫環境。以免造成產品損壞, 以防影響使用壽命
- ◆ 遠離潮濕環境, 以免滋生細菌
- ◆ 嚴格避免與鋒利、尖銳的物體及腐蝕性溶液接觸
- ◆ 在固定時請注意鬆緊, 以免固定太緊或太鬆造成不必要的傷害

Elastic Fixed Wheelchair Safety Belt

彈性固定輪椅安全帶

Model: NAE

Features:

- Velvet perforated and breathable mesh fabric does not hurt the skin
- The shoulder strap is made of elastic OK cloth, which effectively cushions the danger of bumps
- It adopts snap-on connection and can be adjusted
- The shoulders are fixed by Velcro, and the elasticity can be adjusted
- Purpose: Prevent the patient from tilting and falling over
- Applicable crowd: people who need to be fixed in wheelchairs
- 天鵝絨打孔透氣網布, 不傷皮膚
- 肩帶採用彈性OK布, 有效緩衝顛簸時產生的衝擊力
- 採用卡扣式連接, 可調節
- 雙肩採用魔術貼固定, 可調節鬆緊
- 用途: 防止病人傾斜翻到和摔跤
- 適用人群: 坐輪椅需要固定的人士



腰圍90-150cm

Specifications

Product Model 產品型號	NAE
Product Material 產品材質	velvet perforated cloth + OK cloth 天鵝絨孔布+OK布
Product Function 產品功能	anti dumping 防傾倒
Specifications 規格	average code adjustable 均碼可調節
Product Color 產品顏色	blue+black 藍+黑
Waist Size 腰圍尺寸	90-150cm
Storage Size 收納尺寸	16*10*10cm
Product Weight 產品重量	176g
Package Size 包裝尺寸	20*10*10cm
Packing Weight 包裝重量	0.23kg

Instructions

- ◆ 將腰帶從前面繞過輪椅, 在輪椅後面扣好, 調節鬆緊
- ◆ 將肩帶沿著雙肩穿過輪椅推手返回來粘貼好即可

注意事項:

- ◆ 請遠離火源或高溫環境, 以免造成產品損壞, 防止影響使用壽命
- ◆ 請遠離潮濕環境, 以免滋生細菌
- ◆ 可用清水和洗滌劑清洗, 不要用腐蝕性液體等

Wheelchair Safety Restraint Belt

輪椅安全約束帶

Model: NDF

Features:

- Sewed with thick nylon thread, the cross fixing is more solid
- Thickened fastener, safe use of quality
- Encrypted nylon webbing, strong security
- 加粗尼龍線縫製, 十字固定更結實
- 加厚扣具, 品質放心使用
- 加密尼龍織帶, 安全性強

Specifications

Product Model 產品型號	NDF
Product Material 產品材質	breathable mesh 透氣網
Product Function 產品功能	prevent patients from leaning forward and falling down 預防患者前傾、跌倒
Product Size 產品尺碼	one size 均碼
Color 顏色	blue 藍色
Product Size 產品尺寸	腰部:長約180cm,襠部:長約115cm waist length: ≈180cm crotch length: ≈115cm
Product Weight 產品重量	180g
Package Size 包裝尺寸	25*17*5cm
Packing Weight 包裝重量	0.26kg



Instructions

- ◆ 準備好約束帶
- ◆ 然後把綁帶串到椅子上, 扣上安全扣, 可根據個人使用調節長度
- ◆ 將綁帶串過大腿繞至椅子背部, 扣上安全扣, 可根據個人使用調節長度

注意事項:

- ◆ 此款為棉質產品請遠離火源或高溫環境。以免造成產品損壞, 以防影響使用壽命
- ◆ 遠離潮濕環境, 以免滋生細菌
- ◆ 嚴格避免與鋒利、尖銳的物體及腐蝕性溶液接觸
- ◆ 在固定時請注意鬆緊, 以免固定太緊或太鬆造成不必要的傷害

Fixed Gloves For Limb Rehabilitation

肢體復康固定手套

Model: NAP

Features:

- Breathable mesh, elastic rubber sheet, four-layer flannel, good comfort
- Adding cotton soft pads to make the wrist pressure filling and decompression, avoiding damage to the hands
- The zipper opening design is conducive to clinical nurses to observe the user's situation and is used for the detection of blood oxygen saturation
- Applicable population: suitable for patients who are confused, irritable, and have self-harm behavior
- 吸濕柔軟透氣網布, 彈性膠板, 四層絨布, 舒適度好
- 加棉軟墊使腕部受力填充減壓, 避免綁帶給皮膚帶來傷害
- 拉鏈開口設計, 可以當封口使用利於臨床護士觀察使用者情況, 用於血氧飽和度的檢測
- 適用人群: 適用神志模糊、煩躁不安、有自傷行為治療性的病人, 為虛弱無力患者保護手部組織損傷固定



Specifications

Product Model 產品型號	NAP
Product Material 產品材質	mesh / cushion coated rubber sheet 網布/軟墊裹覆膠板
Product Function 產品功能	protect hands from injury 保護手部損傷
Wrist Width 手腕寬度	約24-35cm
Palm Width 手掌寬度	約15cm
Product Size 產品尺碼	m 中號
Color 顏色	green 綠
Product Size 產品尺寸	18*29*5cm
Product Weight 產品重量	325g
Package Size 包裝尺寸	30*21.5*5cm
Packing Weight 包裝重量	0.45kg

Instructions

◆ 手部套進手套, 固定腕部, 再用綁帶固定到床上或者輪椅等其他支撐物上

注意事項:

- ◆ 嚴格避免與鋒利、尖銳的物體及腐蝕性溶液接觸
- ◆ 為避免交叉感染, 約束手套不可在病人間交叉使用, 並定期對約束手套進行清洗和消毒
- ◆ 使用前檢查約束手套各個部位是否牢固, 有無破損等
- ◆ 用含氯消毒液清洗浸泡時間不得超過30分鐘
- ◆ 每拉伸固定2小時請適當的休息15-30分鐘

Ankle Rehabilitation Fixed Protective Cover

踝關節復康固定保護套

Model: NAQ

Features:

- Adjustable traction belt, can adjust the back bending angle, adjust the comfort angle
- Multiple Velcro design, stable and easy to wear
- Built in fixation plate can effectively support the lower leg, which is stable and comfortable to use
- Built in decompression cotton, built-in protruding sponge in ankle joint, comfortable and strong wrapping
- Applicable crowd: long-term bedridden, lack of lower limb movement, sign of foot drop, elderly and weak
- 可調牽引帶，能調節背曲角度，調整舒適角
- 多條魔术貼設計，固定穩固，且方便穿戴
- 內置固定板，有效支撐小腿，使用穩固、舒適
- 內置減壓棉，踝關節內置凸出海綿，且舒適，包裹性強
- 適用人群：長期臥床病人、下肢缺乏運動的病人、足下垂先兆的病人、年老體弱者



Specifications

Product Model 產品型號	NAQ
Product Material 產品材質	high elastic sponge, twill cotton 高彈力海綿、斜紋棉布
Product Function 產品功能	prevention of lower extremity venous thrombosis 預防下肢靜脈血栓
Product Specifications 產品規格	right and left 左右通用
Product Size 產品尺碼	one size 均碼
Color 顏色	green 綠
Product Size 產品尺寸	40*26*4cm
Product Weight 產品重量	340g
Package Size 包裝尺寸	42*27*21cm
Packing Weight 包裝重量	0.78kg

Instructions

- ◆ 腳套進去，貼上魔术貼，拉緊釦帶即可固定

注意事項：

- ◆ 此款為棉質產品請遠離火源或高溫環境。以免造成產品損壞，以防影響使用壽命
- ◆ 遠離潮濕環境，以免滋生細菌
- ◆ 嚴格避免與鋒利、尖銳的物體及腐蝕性溶液接觸
- ◆ 每拉伸固定2小時請適當的休息15-30分鐘

Adjustable Restraining Belt

可調約束帶安全帶

Model: NBC

Features:

- Prevent from getting up, falling off the bed and rollover. You can turn left and right, and there is room for activity
- Multi purpose bed, wheelchair and can be used
- Polyester cotton material, breathable and comfortable, widened and thickened design, edging technology, firm and durable
- Adjustable length, more convenient to use
- Applicable population: Alzheimer's disease, people in need of restraint and protection, etc
- 防止起身、墜床、側翻可以左右翻身, 有活動空間
- 集多用途於一身床、輪椅、都能使用
- 滌棉材質、透氣舒適, 加寬加厚設計, 包邊工藝, 牢固耐用
- 可調節長度, 使用更方便
- 適用人群: 老年癡呆、需要約束防護等人群



Specifications

Product Model 產品型號	NBC
Product Material 產品材質	polyester cotton + nylon 滌棉+尼龍
Product Function 產品功能	fixed restraint and safety belt 固定約束、安全帶
Product Size 產品尺碼	suitable for bed width within 1.5m 適合1.5M以內床寬
Color 顏色	green 綠
Product Size 產品尺寸	440*14*2cm
Product Weight 產品重量	485g
Package Size 包裝尺寸	25.5*20*7cm
Packing Weight 包裝重量	0.61kg

Instructions

- ◆ 準備好約束帶
- ◆ 產品一頭從開口處穿進去
- ◆ 然後把綁帶串到床下或者輪椅上, 扣上安全扣, 可根據個人使用調節長度
- ◆ 固定好後即可開始使用
- ◆ 前面穿孔法, 不想轉身: 穿孔放在身體上方就不能轉身
- ◆ 後背穿孔法, 想轉身: 穿孔放在身下就可以轉身

注意事項:

- ◆ 此款為棉質產品請遠離火源或高溫環境, 以免造成產品損壞, 以防影響使用壽命
- ◆ 遠離潮濕環境, 以免滋生細菌

Restless Patient's Leg About Fixed Belt

躁動病人腿部約固定帶

Model: NBD

Features:

- Polyester cotton material binding belt, strong and durable polyester cotton, will not have a sense of oppression
- Easy to wear, two-step one-time, fast operation
- Body washing is convenient and simple
- Product function: prevent self injury caused by unconsciousness or agitation of bedridden persons
- Applicable to: people in need of postoperative rehabilitation, agitation, mental patients, drug addicts, etc
- 滌棉材質約束帶, 堅固耐用滌棉, 不會有壓迫感
- 穿戴方便簡單, 二步一次搞定, 操作快捷
- 體水洗, 方便簡單
- 產品作用: 防止臥床者無意識或者躁動引起的自傷
- 適用於: 術後康復、躁動、精神患者、戒毒人員等需要適用人群束縛人群



Specifications

Product Model 產品型號	NBD
Product Material 產品材質	polyester cotton 滌棉
Product Function 產品功能	anti dumping 肢體固定
Spec 規格	average code adjustable 均碼可調節
Product Color 產品顏色	dark green 墨綠
Product Size 孔內徑約	10cm
Product Size 產品尺寸	325*23*2cm
Product Weight 產品重量	435g
Package Size 包裝尺寸	25.5*20*7cm
Packing Weight 包裝重量	0.55kg

Instructions

- ◆ 將產品取出後從放在膝蓋處從上向下纏繞
- ◆ 然後將兩邊帶子從膝蓋內側繞過來穿過圓孔然後兩邊拉緊固定在床邊扶手或者床沿處即可

注意事項:

- ◆ 此款為棉質產品請遠離火源或高溫環境, 以免造成產品損壞, 以防影響使用壽命
- ◆ 遠離潮濕環境, 以免滋生細菌

Wheelchair Fixing Strap

輪椅防滑固定帶

Model: NES

Features:

- Insert buckle design, securely fastened, sturdy and durable
- Adjustable buckle design, adjustable length, convenient for portability but not limited to people
- Breathable mesh, comfortable to wear, durable and long-lasting
- Weaving tape is resistant to pulling, abrasion, and scraping

- 插扣設計, 牢牢扣住, 牢固耐用
- 調節扣設計, 可調長度, 方便攜帶不勒人
- 透氣網格, 佩戴舒適, 經久耐用
- 織帶耐拉耐扯, 耐磨耐刮



Specifications

Product Model 產品型號	NES
Product Material 產品材質	sandwich mesh+nylon strap 三文治網布+尼龍綁帶
Product Function 產品功能	fixed restraint and safety belt 固定約束、安全帶
Product Size 產品尺寸	44*12cm 單邊繩長:50cm
Product Weight 產品重量	86g
Package Size 包裝尺寸	12*12*5cm
Packing Weight 包裝重量	0.12kg

Instructions

◆ 把輪椅安全帶放置在病人胸前, 織帶從病人腋下穿過至輪椅後方, 把插扣扣上即可

注意事項:

- ◆ 此款為棉質產品請遠離火源或高溫環境, 以免造成產品損壞, 以防影響使用壽命
- ◆ 遠離潮濕環境, 以免滋生細菌
- ◆ 在固定時請注意鬆緊, 以免固定太緊或太松造成不必要的傷害

Wheelchair Foot Restraint Belt

輪椅腳部約束帶

Model: NFA

Features:

- The cross fixation is very firm, and the length of the webbing can be adjusted, suitable for all wheelchairs
 - The length can be adjusted freely, and can be used by both adults and children. The elastic design ensures good fixation effect
 - Encrypted nylon webbing, sturdy and reusable, thickened link buckle, resistant to high and low temperatures
 - Suitable for patients in wheelchairs, fix feet on pedals to prevent slipping
- 十字固定很牢固, 織帶長度可以調節, 適合所有的輪椅
 - 長度隨意調, 大人小孩都能使用, 鬆緊設計, 固定效果好不勒腳
 - 加密尼龍織帶, 結實可以反復使用, 加厚鏈接扣, 耐高溫和耐低溫
 - 適合坐輪椅的病人, 把腳固定踏板上, 防止滑落



Specifications

Product Model 產品型號	NFA
Product Material 產品材質	oxford 牛津布
Product Function 產品功能	foot fixation 腳部固定
Spec 規格	1 pair
Product Size 產品尺寸	16*14cm Single
Product Weight 產品重量	162g
Package Size 包裝尺寸	25*17*5cm
Packing Weight 包裝重量	0.23kg

Instructions

◆ 取出產品, 打開底部魔術貼套住輪椅腳踏板將魔術貼貼好固定

注意事項:

- ◆ 此款為棉質產品請遠離火源或高溫環境, 以免造成產品損壞, 以防影響使用壽命
- ◆ 遠離潮濕環境, 以免滋生細菌

Wheelchair Leg Restraint Belt

輪椅腿部約束帶

Model: NFB

Features:

- Wide and elastic legs, suitable for both fat and thin, spacious, soft, comfortable and skin friendly
- Elastic+widened Velcro, adjustable in size, comfortable without leg strain
- Thickened pure cotton canvas, sturdy and breathable
- 腿部加寬鬆緊, 胖瘦都能用, 寬大柔軟舒服親膚
- 鬆緊+加寬魔術貼, 鬆緊尺寸隨便調, 舒服不勒腿
- 加厚純棉帆布, 結實透氣



Specifications

Product Model 產品型號	NFB
Product Material 產品材質	canvas 帆布
Product Function 產品功能	fixed constraints 固定約束
Product Size 產品尺寸	70*10cm 單邊繩長:12cm
Leg Circumference Size 腿圍尺寸	40cm
Product Weight 產品重量	120g
Package Size 包裝尺寸	20.3*11*3.5cm
Packing Weight 包裝重量	0.16kg

Instructions

◆取出產品, 根據自己的需求調節大小, 粘上魔術貼即可

注意事項:

◆此款為棉質產品請遠離火源或高溫環境, 以免造成產品損壞, 以防影響使用壽命

◆遠離潮濕環境, 以免滋生細菌

◆在固定時請注意鬆緊, 以免固定太緊或太松造成不必要的傷害

Wheelchair Foot Restraint Belt

輪椅腳部約束帶

Model: NDU

Features:

- The cross fixation is very firm, and the length of the webbing can be adjusted, suitable for all wheelchairs
 - The length can be adjusted freely, and can be used by both adults and children. The elastic design ensures good fixation effect
 - Encrypted nylon webbing, sturdy and reusable, thickened link buckle, resistant to high and low temperatures
 - Suitable for patients in wheelchairs, fix feet on pedals to prevent slipping
-
- 十字固定很牢固，織帶長度可以調節，適合所有的輪椅
 - 長度隨意調，大人小孩都能使用，鬆緊設計，固定效果好不勒腳
 - 加密尼龍織帶，結實可以反復使用，加厚鏈接扣，耐高溫和耐低溫
 - 適合坐輪椅的病人，把腳固定踏板上，防止滑落



Specifications

Product Model 產品型號	NDU
Product Material 產品材質	oxford 滌棉
Product Function 產品功能	foot fixation 腳部固定
Product Size 產品尺寸	80*16cm
Product Weight 產品重量	205g
Package Size 包裝尺寸	25*17*5cm
Packing Weight 包裝重量	0.27kg

Instructions

◆ 取出產品，打開底部魔術貼套住輪椅腳踏板將魔術貼貼好固定

注意事項：

- ◆ 此款為棉質產品請遠離火源或高溫環境，以免造成產品損壞，以防影響使用壽命
- ◆ 遠離潮濕環境，以免滋生細菌

Flipping Pad

翻身轉移墊



Anti Bedsores Displacement Diaphragmatic Pad

防褥瘡移位隔尿墊

Model: NAF

Features:

- 8 handbags for easy multi-directional movement
- Multi purpose, turn over Pad + urine pad in one
- Oxford cloth is used, which is strong, practical and not easy to break
- Absorbent sponge is used inside to prevent incontinence
- Easy to store and clean
- Suitable for people with mobility difficulties, long-term bedridden and disabled
- 8條手提袋, 方便多方位移動
- 一帶多用, 翻身墊+尿墊合一
- 採用牛津布, 受力大、實用、不易斷裂
- 內裡採用吸水海綿, 防止失禁尿液
- 易於收納, 清潔方便
- 適用於行動不便、長期臥床、殘障人士



Specifications

Product Model 產品型號	NAF
Product Material 產品材質	waterproof oxford cloth 防水牛津布
Product Function 產品功能	turning over, shifting, urination 翻身、移位、隔尿
Specifications 規格	average code 均碼
Product Color 產品顏色	blue+black 藍+黑
Product Size 產品尺寸	120*72*3cm
Product Weight 產品重量	687g
Package Size 包裝收納尺寸	26.5*19*16cm
Packing Weight 包裝重量	0.81kg

Instructions

- ◆ 將產品取出放置於床上讓病人躺在上面即可
- ◆ 需要移床時抓住手提位移動即可

注意事項:

- ◆ 請遠離火源或高溫環境; 以免造成產品損壞, 影響使用壽命
- ◆ 遠離潮濕環境, 以免滋生細菌
- ◆ 可用清水和洗滌劑清洗, 不要用腐蝕性液體等


Waterproof Rollover and Transfer Pad

防水翻身移位墊

Model: NBX / NBX

Features:

- Single operation, convenient and labor-saving, no waist injury, flexible use
- Transfer and roll over easily, comfortable and labor-saving
- Urine-proof and water-proof, assisted to roll over, TPU waterproof cloth on the back, effective waterproof and anti-urine
- Applicable to: people with mobility difficulties, long-term bedridden, and disabled
- 單人操作, 方便省力, 不傷腰身, 使用靈活
- 轉移翻身, 輕鬆翻身, 舒適省力
- 隔尿防水, 輔助翻身, 背面為TPU隔水布, 有效防水防尿
- 適用於: 行動不便、長期臥床、殘障人士



Specifications

Product Model 產品型號	NBX / NBX2
Product Material 產品材質	cotton+tpu waterproof layer 純棉+TPU防水層
Product Function 產品功能	turning over, shifting, urination 翻身、移位、隔尿
Product Color 產品顏色	grey 灰色
Bearing 承重	< 100 kg
Product Size 產品尺寸	110*62cm / 80*22cm
Product Weight 產品重量	778g / 143g

Instructions

- ◆ 將產品取出放置於床上讓病人躺在上面即可
- ◆ 需要移床時抓住手提位移動即可

注意事項:

- ◆ 請遠離火源或高溫環境; 以免造成產品損壞, 影響使用壽命
- ◆ 遠離潮濕環境, 以免滋生細菌
- ◆ 可用清水和洗滌劑清洗, 不要用腐蝕性液體等

Turn Over Nursing Belt

翻身護理帶

Model: NAC

Features:

- Suitable for home care and help patients with heavier weight
- The operation is more convenient, and it can be operated by turning around and pulling
- The turning angle can be changed at will, and the effect of anti-bedsores is better
- Use waterproof and anti-friction materials to reduce friction with the bed surface
- Suitable for: nursing, helping patients, assisting in changing diapers and clothes, etc
- 適合居家人手不足和臥床病人體重較重的使用
- 操作更方便, 左右翻身一拉就可操作
- 翻身角度可隨心變換, 防褥瘡效果更好
- 採用防水防摩擦材質, 減輕與床面摩擦力
- 適用於: 護理、幫助病人, 輔助換尿褲和衣服等



Specifications

Product Model 產品型號	NAC
Product Material 產品材質	oxford cloth + shredded milk 牛津布+牛奶絲
Product Function 產品功能	assisted roll over 輔助翻身
Product Bearing 產品承重	100kg
Product Size 產品尺寸	160*34*1cm
Product Weight 產品重量	300g
Package Size 包裝尺寸	30*21.5*5cm
Packing Weight 包裝重量	0.37kg

Instructions

- ◆ 將產品取出鋪開在床上或者從病人身體下麵穿過
- ◆ 將兩邊釦手處合攏, 用力往側邊或者坐立方向拉動即可
- ◆ 可以用產品將病人往側邊拉動, 然後粘貼固定在床邊扶手或者床沿處
- ◆ 可以放在腿部幫助腿部訓練等

注意事項:

- ◆ 遠離潮濕環境, 以免滋生細菌
- ◆ 請遠離火源或高溫環境; 以免造成產品損壞, 影響使用壽命
- ◆ 可用清水和洗滌劑清洗, 不要用腐蝕性液體等

Flip Over and Transfer Strap

翻身移位帶

Model: NER

Features:

- Waterproof Oxford fabric is adopted, which can be washed, thickened and has high load-bearing
- Grip design, more solid, not tight
- Fine workmanship, fine sewing as a whole, long service life
- Suitable for: nursing, helping patients, assisting in changing diapers and clothes, etc.
- 採用防滲水牛津布面料, 可水洗, 加厚材質, 承重高
- 抓手設計, 更堅固, 不勒手
- 精工細做, 整體採用細密縫製, 使用壽命長
- 適用於: 護理、幫助病人, 輔助換尿褲和衣服等



Specifications

Product Model 產品型號	NER
Product Material 產品材質	waterproof oxford cloth 防水牛津布
Product Function 產品功能	assisted roll over 輔助翻身
Product Size 產品尺寸	25*80cm
Product Weight 產品重量	479g
Package Size 包裝尺寸	30*21.5*5cm

Instructions

- ◆ 將產品取出放置於床上讓病人躺在上面即可
- ◆ 需要移床時抓住手提位移動即可

注意事項:

- ◆ 遠離潮濕環境, 以免滋生細菌
- ◆ 請遠離火源或高溫環境; 以免造成產品損壞, 影響使用壽命
- ◆ 可用清水和洗滌劑清洗, 不要用腐蝕性液體等

Patient Transfer Belt

病人轉移帶

Model: NEU

Features:

- The transfer belt is made of nylon fabric and sandwich mesh fabric, built-in pearl cotton, more breathable and comfortable to wear
- Multiple uses and applications prevent the patient from being worn when moving the patient's skin
- Each side has three grip areas for patients of different weights
- Suitable for: postoperative patients, stroke patients with hemiplegia, long-term bed patients, etc
- 轉移帶採用尼龍面料和三明治網眼面料，內置珍珠棉，佩戴起來更加透氣舒適
- 多種用途和應用可防止患者在移動患者的皮膚時被磨損
- 每邊有3個可以抓握的地方，方便不同體重的病人使用
- 適用於：術後病人、中風偏癱人群、長久臥床病人等



Specifications

Product Model 產品型號	NEU
Product Material 產品材質	nylon, sandwich mesh fabric 尼龍, 三明治網眼面料
Product Function 產品功能	turning over, shifting 翻身、移位
Product Size 產品尺寸	121*18cm
Product Weight 產品重量	116g

Instructions

- ◆ 將產品取出放置於床上讓病人躺在上面即可
- ◆ 需要移床時抓住手提位移動即可

注意事項：

- ◆ 請遠離火源或高溫環境；以免造成產品損壞，影響使用壽命
- ◆ 遠離潮濕環境，以免滋生細菌
- ◆ 可用清水和洗滌劑清洗，不要用腐蝕性液體等

Flip Over and Transfer Pad

翻身搬運墊

Model: NEV

Features:

- It is made of water-proof Oxford fabric, which can be washed and thickened, and has high bearing capacity.
- Double grip design, more solid, not tight.
- Fine workmanship, fine sewing as a whole, long service life.
- Suitable for: nursing, helping patients, and assisting in changing diapers and clothes.

- 採用防滲水牛津布面料, 可水洗, 加厚材質, 承重高
- 雙抓手設計, 更堅固, 不勒手
- 精工細做, 整體採用細密縫製, 使用壽命長
- 適用於: 護理、幫助病人, 輔助換尿褲和衣服等



Specifications

Product Model 產品型號	NEV
Product Material 產品材質	waterproof oxford cloth 防水牛津布
Product Function 產品功能	assisted flipping and handling 輔助翻身 搬運
Bearing 承重	< 100 kg
Product Size 產品尺寸	108*68cm
Product Weight 產品重量	1185g

Instructions

- ◆ 將產品取出放置於床上讓病人躺在上面即可
- ◆ 需要移床時抓住手提位移動即可

注意事項:

- ◆ 遠離潮濕環境, 以免滋生細菌
- ◆ 請遠離火源或高溫環境; 以免造成產品損壞, 影響使用壽命
- ◆ 可用清水和洗滌劑清洗, 不要用腐蝕性液體等

Bed-to-bed Transfer Sliding Gloves

過床移位滑動手套

Model: NDV

Features:

- Carefully designed small hooks on the arms, hang them on the wall without taking up space, and use them anytime
- Convenient storage, space saving, and reusable. Dirty products can be washed with soap in clean water and dried in the shade
- Applicable to: Assisting in transporting bedridden patients
- 手臂上貼心設計小小的掛勾，將其掛在牆上，不占地方，隨取隨用
- 收納方便，不占地方並可以重複使用，弄髒的產品用肥皂在清水中洗乾淨陰乾便可
- 適用於：輔助搬運臥床病人



Specifications

Product Model 產品型號	NDV
Product Material 產品材質	nylon 尼龍
Product Function 產品功能	assist in turning over, shifting 輔助翻身、移位
Product Size 產品尺寸	55.5*22.5cm
Product Weight 產品重量	35g

Instructions

◆取出產品，穿戴上後，輕輕插入病人身下，幫助調整身體。

注意事項：

- ◆請勿使用金屬清潔球等尖銳物品進行清洗；
- ◆使用後請及時洗淨晾乾；
- ◆請勿長期置於高溫場所，以免變形；
- ◆請勿接觸明火及腐蝕性液體。

Mobile Borrowing Force Cloth

移動借力滑布

Model: NEG

Features:

- Special fabric, non slip on the outer side and smooth on the inner side
- Convenient storage without taking up space
- Applicable to: auxiliary nursing for mobile bed rest patients
- 特殊面料, 外側防滑內側順滑
- 收納方便不占地方
- 適用於: 輔助護理移動臥床病人



Specifications

Product Model 產品型號	NEG
Product Material 產品材質	nylon 尼龍
Product Function 產品功能	assisted flipping and handling 輔助翻身 搬運
Product Size 產品尺寸	70*68cm
Product Weight 產品重量	64g

Instructions

- ◆ 將產品取出放置於床上讓病人躺在上面即可
- ◆ 需要移床時抓住手提位移動即可

注意事項:

- ◆ 遠離潮濕環境, 以免滋生細菌
- ◆ 請遠離火源或高溫環境; 以免造成產品損壞, 影響使用壽命
- ◆ 可用清水和洗滌劑清洗, 不要用腐蝕性液體等

Bed Turning Assistant


臥床翻身輔助器

Model: NAX

Features:

- Waterproof Pu fabric is adopted, which is waterproof, easy to take care of and easy to use
- High quality sponge lining, comfortable, soft, strong and durable
- Integrated zipper design, beautiful appearance, easy to disassemble and wash
- It can be stuck in a wheelchair to help patients unload their strength (not applicable for obese people)
- Applicable scenario: the assistant turns over and takes care when turning over. It can be fixed on the wheelchair to relieve the patient

- 採用防水PU面料, 防水易打理, 使用方便
- 優質海綿內裡, 舒適柔軟, 結實耐用
- 一體式拉鍊設計, 外形美觀, 方便拆洗
- 可卡在輪椅上, 幫忙患者卸力 (肥胖者不適用)
- 適用場景: 助理翻身以及翻身時進行護理, 可以固定在輪椅上讓患者卸力



Specifications

Product Model 產品型號	NAX
Product Material 產品材質	PU leather + rebound cotton PU皮+回彈棉
Product Function 產品功能	roll over assist 翻身輔助
Color 顏色	green 綠色
Product Size 產品尺寸	42*39*12cm
Product Weight 產品重量	500g

Instructions

- ◆ 將墊子置於雙腿下方
- ◆ 放入後在雙腿中間立起
- ◆ 將患者雙手放於胸前
- ◆ 護理人員將墊子推動即可翻身

注意事項:

- ◆ 皮膚過敏者慎用
- ◆ 對產品材料過敏者慎用
- ◆ 應存放於乾燥和通風良好的室內, 勿於酸鹼等腐蝕性物質混放
- ◆ 遠離高熱、火源等環境
- ◆ 產品只可擦洗, 不可機洗

Bed Turning Assistant

臥床翻身輔助器

Model: NAX2

Features:

- Waterproof Pu fabric is adopted, which is waterproof, easy to take care of and easy to use
- High quality sponge lining, comfortable, soft, strong and durable
- Integrated zipper design, beautiful appearance, easy to disassemble and wash
- It can be stuck in a wheelchair to help patients unload their strength (not applicable for obese people)
- Applicable scenario: the assistant turns over and takes care when turning over. It can be fixed on the wheelchair to relieve the patient
- 採用防水PU面料, 防水易打理, 使用方便
- 優質海綿內裡, 舒適柔軟, 結實耐用
- 一體式拉鍊設計, 外形美觀, 方便拆洗
- 可卡在輪椅上, 幫忙患者卸力 (肥胖者不適用)
- 適用場景: 助理翻身以及翻身時進行護理, 可以固定在輪椅上讓患者卸力



Specifications

Product Model 產品型號	NAX2
Product Material 產品材質	PU leather + rebound cotton PU皮+回彈棉
Product Function 產品功能	roll over assist 翻身輔助
Color 顏色	blue 藍色
Product Size 產品尺寸	45*40*12cm
Product Weight 產品重量	550g

Instructions

- ◆ 將墊子置於雙腿下方
- ◆ 放入後在雙腿中間立起
- ◆ 將患者雙手放於胸前
- ◆ 護理人員將墊子推動即可翻身

注意事項:

- ◆ 皮膚過敏者慎用
- ◆ 對產品材料過敏者慎用
- ◆ 應存放於乾燥和通風良好的室內, 勿於酸鹼等腐蝕性物質混放
- ◆ 遠離高熱、火源等環境
- ◆ 產品只可擦洗, 不可機洗

Pillows And Cushions

靠枕坐墊



Removable Bedsores Washer

拆洗式褥瘡墊圈

Model: NAD

Features:

- Use 3D breathable mesh cloth to prevent stuffiness
- The pure cotton coat is elastic and skin-friendly, with better fixing effect
- Detachable outer cloth cover design, easy to clean and keep clean
- The inner sleeve effectively prevents incontinence and urine from wetting the cotton core
- Suitable for all kinds of wheelchairs and bedridden persons
- Applicable people: long-term bed rest, hemorrhoids, postoperative people, etc.
- 採用3D透氣網眼布, 防止悶熱
- 純棉外套彈性親膚, 固定效果更好
- 可拆式外布套設計, 方便清洗保持清潔
- 內套有效防止失禁尿液打濕棉芯
- 適合各種輪椅坐椅以及臥床者
- 適用人群: 長期臥床、痔瘡、術後人群等



Specifications

Product Model 產品型號	NAD
Product Material 產品材質	pure cotton cloth, waterproof cloth 3d透氣網布、純棉布、防水布
Product Function 產品功能	bedsore prevention 防褥瘡
Specifications 規格	L
Product Color 產品顏色	green 綠色
Product Size 產品尺寸	40*40*9cm
Product Weight 產品重量	0.50kg

Instructions

- ◆ 將墊圈放置於需要的部位下麵即可
- ◆ 清洗時將拉鏈拉開即可取出坐墊, 清洗外套

注意事項:

- ◆ 請遠離火源或高溫環境, 以免造成產品損壞, 防止影響使用壽命
- ◆ 請遠離潮濕環境, 以免滋生細菌
- ◆ 可用清水和洗滌劑清洗, 不要用腐蝕性液體等

Men's Hollow Postoperative Cushion

男款中空術後座墊

Model: NBE

Features:

- Sedentary, not easy to deform, high rebound cushion
- Ergonomic design and hollow design provide sufficient buffer and pressure relief space for the hip
- Strictly selected crystal velvet fabric, breathable and comfortable, sedentary and not sultry, soft and slightly elastic and close to the skin
- Suitable for people who don't use it: office workers, drivers, students and the elderly
- Purpose: travel, office, driving, postoperative recovery, etc
- 久坐不易變形, 高回彈坐墊
- 人體工學設計, 中空設計給予臀部足夠的緩衝釋壓空間
- 嚴選水晶絨面料, 透氣舒爽, 久坐不悶熱, 柔軟微彈親膚
- 適合不用人群使用: 上班族、司機、學生、老人
- 用途: 旅行、辦公、駕駛、術後恢復等



Specifications

Product Model 產品型號	NBE
Product Material 產品材質	crystal velvet mesh gauze, polyether polyurethane 水晶絨網紗布.聚醚型聚氨酯
Product Function 產品功能	Ass cushion 屁股坐墊
Product Color 產品顏色	black purple 黑紫
Product Size 產品尺寸	45*36*7cm
Product Weight 產品重量	350g
Package Size 包裝尺寸	47*40*10cm
Packing Weight 包裝重量	0.49kg

Instructions

- ◆ 將墊圈放置於需要的部位下麵即可
- ◆ 清洗時將拉鏈拉開即可取出坐墊, 清洗外套

注意事項:

- ◆ 請遠離火源或高溫環境, 以免造成產品損壞, 防止影響使用壽命
- ◆ 請遠離潮濕環境, 以免滋生細菌
- ◆ 可用清水和洗滌劑清洗, 不要用腐蝕性液體等

Postoperative Nursing Hemorrhoid Pad

術後護理痔瘡墊

Model: NBY

Features:

- Ergonomic curve design, applicable to multiple parts
- Memory cotton inner core, pressure relief support, specially designed for lying flat and side lying
- Large hollow design, breathable without pressure
- Skin friendly comfort, splicing fabric, soft touch, comfortable and breathable
- Easy to remove and wash, the zipper is smooth and easy to pull
- Applicable people: long-term bed rest, hemorrhoids, postoperative people, etc.
- 符合人體工學的曲線設計, 可多部位使用
- 記憶棉內芯, 釋壓支撐, 專為平躺、側臥設計
- 大中空設計, 透氣不悶無壓迫
- 親膚舒適, 拼接面料, 觸感柔軟, 舒適透氣
- 拆洗方便, 拉鏈順滑易拉
- 適用人群: 長期臥床、痔瘡、術後人群等



Specifications

Product Model 產品型號	NBY
Product Material 產品材質	skin friendly elastic fabric, memory cotton 親膚彈性面料、記憶棉
Product Function 產品功能	bedsore prevention 防褥瘡
Product Color 產品顏色	navy blue 藏青色
Product Size 產品尺寸	42*37*9.5cm
Product Weight 產品重量	460g

Instructions

- ◆ 將墊圈放置於需要的部位下即可
- ◆ 清洗時將拉鏈拉開即可取出坐墊, 清洗外套

注意事項:

- ◆ 請遠離火源或高溫環境, 以免造成產品損壞, 防止影響使用壽命
- ◆ 請遠離潮濕環境, 以免滋生細菌
- ◆ 可用清水和洗滌劑清洗, 不要用腐蝕性液體等

Memory Cotton Waist Cushion

記憶棉護腰靠墊

Model: NBF


Features:

- The size of the backrest is enlarged, and the saddle radian is designed to fit the S curve of the spine, making the waist more comfortable and decompression
- The design of rear elastic band is adopted to freely control the position of lumbar support and firmly fix it
- It can be disassembled and cleaned independently, which is convenient to take care of
- Suitable for: office, sedentary, postoperative backrest and other people

- 靠面加大尺寸，馬鞍弧度設計，貼合脊椎S曲線，腰部更舒適，更減壓
- 採用後置鬆緊帶的設計，自由控制腰靠位置，牢牢固定
- 可獨立拆卸清洗，方便打理
- 適用於：辦公室、久坐、術後靠背等人群

Specifications

Product Model 產品型號	NBF
Product Material 產品材質	Memory cotton, polyester 記憶棉, 聚酯纖維
Product Function 產品功能	waist soothing 腰部舒緩
Product Color 產品顏色	purple
Product Size 產品尺寸	34*32*12cm
Product Weight 產品重量	370g
Package Size 包裝尺寸	47*40*10cm
Packing Weight 包裝重量	0.49kg



Instructions

- ◆ 將產品取出套在凳子上或者需要坐靠的任意位置即可
- ◆ 將外套拉鏈取出即可清洗網套

注意事項：

- ◆ 請遠離火源或高溫環境，以免造成產品損壞，防止影響使用壽命
- ◆ 請遠離潮濕環境，以免滋生細菌
- ◆ 可用清水和洗滌劑清洗，不要用腐蝕性液體等

Push On Inflatable Lumbar Pillow

按壓式充氣腰枕

Model: NDK

Features:

- The concave design in the middle keeps the waist in a natural and comfortable state
 - Press to inflate, say goodbye to the embarrassment of mouth blowing, designed for comfortable travel
 - Foldable storage, convenient to carry, no space
-
- 中部凹型設計, 使腰部保持自然舒適狀態
 - 按壓充氣, 告別嘴吹尷尬, 為舒適出行而設計
 - 可折疊收納, 攜帶方便, 不占空間



Specifications

Product Model 產品型號	NDK
Product Material 產品材質	polyester+TPU coating 聚酯纖維+TPU塗層
Product Function 產品功能	support the waist 支撐腰部
Color 顏色	navy blue 藏青色
Product Size 產品尺寸	43*32*12cm
Product Weight 產品重量	129g
Package Size 包裝尺寸	15*15*5cm
Packing Weight 包裝重量	0.19kg

Instructions

◆ 蓋上後面充氣閥, 雙手重複按壓充氣閥(氣閥要打開), 充氣完成。

注意事項:

- ◆ 請勿使用金屬清潔球等尖銳物品進行清洗;
- ◆ 使用後請及時洗淨晾乾;
- ◆ 請勿長期置於高溫場所, 以免變形;
- ◆ 請勿接觸明火及腐蝕性液體。

Portable Inflatable U-shaped Pillow


便攜充氣U型枕

Model: NDI

Features:

- Neck protection design, relieve the pressure of cervical vertebra, and provide no sense of support
- Press the inflation valve gently to complete inflation,
- The concealed air outlet valve can be deflated with a slight pull
- Composite adhesive sealing makes the joint more firm and not easy to leak

- 護頸設計，緩解頸椎壓力，無感支撐
- 按壓式充氣閥，輕輕按壓，即可完成充氣，
- 隱藏式出氣閥，輕輕一拉，即可完成放氣
- 複合壓膠封邊，使接縫處更牢固不易漏氣



Specifications

Product Model 產品型號	NDI
Product Material 產品材質	PVC flocking PVC植絨
Product Function 產品功能	support neck 支撐頸部
Color 顏色	malachite blue 孔雀藍
Product Size 產品尺寸	34*24*11cm
Product Weight 產品重量	85g
Package Size 包裝尺寸	15*15*5cm
Packing Weight 包裝重量	0.14kg

Instructions

◆ 蓋上後面充氣閥，雙手重複按壓充氣閥(氣閥要打開)，充氣完成。

注意事項：

- ◆ 請勿使用金屬清潔球等尖銳物品進行清洗；
- ◆ 使用後請及時洗淨晾乾；
- ◆ 請勿長期置於高溫場所，以免變形；
- ◆ 請勿接觸明火及腐蝕性液體。

Inflatable U-shaped Pillow With Cap

按壓充氣帶帽U型枕

Model: NDM

Features:

- Small storage, no space
- The inner liner is made of high elastic and cold resistant PVC, which is soft, durable and not easy to leak
- Shading hood design, blocking light and air conditioning
- Rotary air valve design, faster inflation/deflation speed

- 收納小巧, 不占地方
- 內膽選用高彈耐寒PVC材質, 柔軟耐用、不易漏氣
- 遮光連帽設計, 遮擋光線, 阻擋空調風
- 旋轉氣閥設計, 充氣/放氣速度更快



Specifications

Product Model 產品型號	NDM
Product Material 產品材質	cool cloth+PVC 冰爽布+PVC
Product Function 產品功能	support neck 支撐頸部
Color 顏色	grey 灰色
Product Size 產品尺寸	31*31*11cm
Product Weight 產品重量	240g
Package Size 包裝尺寸	20*10*10cm
Packing Weight 包裝重量	0.3kg

Instructions

- ◆ 將旋轉氣閥擰向OFF, 按壓充氣, 旋轉氣閥擰向ON放氣
- ◆ 洗滌方式: 內膽與外套可分開拆洗, 外套可機洗手洗內膽不可清洗 (可用布擦拭乾淨)

注意事項:

- ◆ 請勿使用金屬清潔球等尖銳物品進行清洗;
- ◆ 使用後請及時洗淨晾乾;
- ◆ 請勿長期置於高溫場所, 以免變形;
- ◆ 請勿接觸明火及腐蝕性液體。

Inflatable Prone Pillow

充氣趴睡抱枕


Model: NDJ

Features:

- High quality flocking fabric, soft and skin friendly, healthy and environment-friendly
- Hot pressing seamless sealing technology, good and firm sealing
- Double air holes, quick inflation and deflation, simple and portable
- Hand digging design, release your hands and relieve fatigue
- Hollow breathing area, breathable and not stuffy
- 優質植絨面料, 柔軟親膚, 健康環保
- 熱壓無縫密封技術, 密封性好又牢固
- 雙重氣孔, 快速充氣放氣, 簡約便攜
- 挖手設計, 釋放雙手, 緩解旅途疲勞
- 中空呼吸區, 透氣不悶熱

Specifications

Product Model 產品型號	NDJ
Product Material 產品材質	PVC flocking PVC植絨
Product Function 產品功能	support head 支撐頭部
Color 顏色	grey 灰色
Product Size 產品尺寸	30*30*50cm
Product Weight 產品重量	273g
Package Size 包裝尺寸	25*20*7cm
Packing Weight 包裝重量	0.44kg



Instructions

- ◆ 將打氣筒插入氣墊的充氣口, 打氣時氣不要充得太足, 微軟, 有彈性
- ◆ 充氣完畢將氣嘴塞緊, 以免漏氣

注意事項:

- ◆ 請勿使用金屬清潔球等尖銳物品進行清洗;
- ◆ 使用後請及時洗淨晾乾;
- ◆ 請勿長期置於高溫場所, 以免變形;
- ◆ 請勿接觸明火及腐蝕性液體。

Bath Care

洗浴護理



Foldable No Bend Shampoo Basin

可折疊免彎腰洗發盆

Model: NAH

Features:

- The neck circumference is adjustable in 6 grades, and the size can be adjusted according to personal needs
- Front belt and back buckle design, pregnant women can easily wear it
- It is light and does not occupy space. It can be hung and easy to carry
- Easy drainage: there is no ponding inside the product, and the drainage pipe is directly connected to the floor drain
- Applicable groups: children, pregnant women, the elderly and inconvenient groups
- 頸圍6檔鬆緊可調, 可根據個人需求調節大小
- 前帶後扣式設計, 孕婦也能輕鬆配帶
- 輕薄不占空間, 可塞夾角、可懸掛, 方便攜帶
- 輕鬆排水: 肩頸無壓力產品內部不積水, 排水管直接連接地漏, 排水方便
- 適用人群: 兒童、孕婦、老人及不方便人群設計



Specifications

Product Model 產品型號	NAH
Product Material 產品材質	TPE+PP
Product Function 產品功能	assist in shampoo 協助行動不便人士洗頭
Expanded Size 展開尺寸	48*43*31cm
Folding Size 折疊尺寸	48*43*8cm
Water Pipe Size 水管尺寸	60-150cm
Product Weight 產品重量	637g
Package Size 包裝尺寸	52*45*8.5cm
Packing Weight 包裝重量	1.45kg

Instructions

- ◆ 將產品取出輕按展開洗發盆, 將固定帶連接在洗發盆上面連接處,
- ◆ 固定好後再將洗發盆固定於後脖處, 將固定帶固定於腰腹處
- ◆ 然後將頸圍卡扣按照自己脖子大小固定住
- ◆ 再將洗發盆下方的排水管安裝好
- ◆ 將毛巾放置於後脖處墊好, 以防磨傷脖子
- ◆ 可根據自身需要來決定是否佩戴防水耳塞

注意事項:

- ◆ 此款為塑膠製品請遠離火源或高溫環境, 以免造成產品損壞, 以防影響使用壽命
- ◆ 此產品為可折疊款, 易收納

Foldable Shampoo Basin

可折疊洗發盆

Model: NBV

Features:

- When using, the soft glue is close to the skin, so there will be no water leakage when washing
- There is no water in the water pocket, the drain pipe can drain directly, and there is no pressure on the shoulder
- Lightweight, space-efficient, hanging
- Applicable to: children, pregnant women, the elderly and inconvenient people

- 使用時軟膠緊貼皮膚,在沖洗時就不會出現漏水
- 蓄水兜內不積水,排水管可以直接排水,肩膀無壓力
- 輕薄不占空間,可懸掛
- 適用人群:兒童、孕婦、老人及不方便人群設計

Specifications

Product Model 產品型號	NBV
Product Material 產品材質	TPE
Product Function 產品功能	assist in shampoo 協助行動不便人士洗頭
Expanded Size 展開尺寸	54.5*40.1*4cm
Folding Size 折疊尺寸	54.5*40.1*26.2cm
Water Pipe Size 水管尺寸	MAX150cm 最長150cm
Product Weight 產品重量	600g
Package Size 包裝尺寸	47.5*41.5*5.5cm
Packing Weight 包裝重量	0.94kg



Instructions

- ◆ 使用時根據使用者的頸圍調節大小到合適的位置即可

注意事項:

- ◆ 此款為護理物品,請遠離火源或高溫環境。以免造成產品損壞,以防影響使用壽命
- ◆ 遠離潮濕環境,以免滋生細菌
- ◆ 使用後可以直接水洗也可以將汙糟處擦拭掉即可

Leg Wound Bath Waterproof Cover

腿部創傷沐浴防水套

Model: NBP/NBP2

Features:

- The material has strong crushing resistance and is easy to clean
- It can protect the affected area from serious deterioration in case of water
- Applicable to: daily wound care in case of leg trauma, or outdoor wound protection in rainy days. The product can be used repeatedly
- 材料防碎性強, 易清洗
- 可保護患處遇水惡化嚴重
- 主要用於: 腿部有創傷等情況下的傷口日常護理, 也可以作雨天戶外傷口的防護, 產品可反復使用



Specifications

Product Model 產品型號	NBP / NBP2
Product Material 產品材質	PVC silica gel PVC 矽膠
Product Function 產品功能	waterproof protection for legs and feet 腿部、腳部防水保護
Product Size 產品尺寸	63*42*19cm / 46*35*19cm
Product Weight 產品重量	198g / 178g
Package Size 包裝尺寸	23*20*3cm
Packing Weight 包裝重量	0.25kg / 0.23kg

Instructions

- ◆ 沐浴前, 由家人協助將其護理套的彈性密封圈子撐大
- ◆ 患者緩慢地將患肢插入套內, 盡力避免觸碰到患處
- ◆ 當患處完全入內, 讓彈性密封圈自然復位, 並同時調整彈性密封圈以便密封圈緊密
- ◆ 準備完成即可進行沐浴

注意事項:

- ◆ 沐浴時間不宜超過20分鐘
- ◆ 沐浴後護理套內外均需用幹布擦乾後收藏, 禁止用吹風機吹幹
- ◆ 產品如有破損, 禁止使用

Hand Wound Shower Waterproof Cover

手部創傷沐浴防水套

Model: NBA

Features:


- The material has strong crushing resistance and is easy to clean
- It can protect the affected area from serious deterioration in case of water
- Applicable to: daily wound care in case of hand trauma, etc. it can also be used as outdoor wound protection in rainy days. The product can be used repeatedly
- 材料防碎性強, 易清洗
- 可保護患處遇水惡化嚴重
- 主要用於: 人體手部有創傷等情況下的傷口日常護理, 也可以作雨天戶外傷口的防護, 產品可反復使用



Specifications

Product Model 產品型號	NBA
Product Material 產品材質	PVC silica gel PVC 矽膠
Product Function 產品功能	hand waterproof protection 手部防水保護
Product Size 產品尺寸	15*38*23cm
Product Weight 產品重量	108g
Package Size 包裝尺寸	16*19*3cm
Packing Weight 包裝重量	0.14kg

Instructions



1. 沐浴前, 由家人協助將其護理套的彈性密封圈子撐大
2. 患者緩慢地將患肢插入套內, 盡力避免觸碰到患處
3. 當患處完全入內, 讓彈性密封圈自然復位, 並同時調整彈性密封圈以便密封圈緊密
4. 準備完成即可進行沐浴

注意事項:

- ◆ 沐浴時間不宜超過20分鐘
- ◆ 沐浴後護理套內外均需用幹布擦乾後收藏, 禁止用吹風機吹幹
- ◆ 產品如有破損, 禁止使用

Arm Wound Shower Waterproof Cover

手臂創傷沐浴防水套

Model: NBN/NBN2

Features:


- The material has strong crushing resistance and is easy to clean
- It can protect the affected area from serious deterioration in case of water
- Applicable to: daily wound care in case of hand trauma, etc. it can also be used as outdoor wound protection in rainy days. The product can be used repeatedly
- 材料防碎性強, 易清洗
- 可保護患處遇水惡化嚴重
- 主要用於: 人體手部有創傷等情況下的傷口日常護理, 也可以作雨天戶外傷口的防護, 產品可反復使用



Specifications

Product Model 產品型號	NBN / NBN2
Product Material 產品材質	PVC silica gel PVC 矽膠
Product Function 產品功能	hand waterproof protection 手部防水保護
Product Size 產品尺寸	58*26*15cm / 55*24*15cm
Product Weight 產品重量	130g / 125g
Package Size 包裝尺寸	16*19*3cm
Packing Weight 包裝重量	0.16kg / 0.15kg

Instructions



1. 沐浴前, 由家人協助將其護理套的彈性密封圈子撐大
2. 患者緩慢地將患肢插入套內, 盡力避免觸碰到患處
3. 當患處完全入內, 讓彈性密封圈自然復位, 並同時調整彈性密封圈以便密封圈緊密
4. 準備完成即可進行沐浴

注意事項:

- ◆ 沐浴時間不宜超過20分鐘
- ◆ 沐浴後護理套內外均需用幹布擦乾後收藏, 禁止用吹風機吹幹
- ◆ 產品如有破損, 禁止使用


Foot Trauma Bath Waterproof Cover

腳部創傷沐浴防水套

Model: NBO/NBO2

Features:

- The material has strong crushing resistance and is easy to clean
- It can protect the affected area from serious deterioration in case of water
- Applicable to: daily wound care in case of foot trauma, etc. it can also be used as outdoor wound protection in rainy days. The product can be used repeatedly
- 材料防碎性強, 易清洗
- 可保護患處遇水惡化嚴重
- 主要用於: 腳部有創傷等情況下的傷口日常護理, 也可以作雨天戶外傷口的防護, 產品可反復使用



Specifications

Product Model 產品型號	NBO / NBO2
Product Material 產品材質	PVC silica gel PVC 矽膠
Product Function 產品功能	waterproof protection for feet 腳部防水保護
Product Size 產品尺寸	35.5*19*33cm / 29*26*15cm
Product Weight 產品重量	140g/108g
Package Size 包裝尺寸	23*20*3cm / 16*19*3 cm
Packing Weight 包裝重量	0.19kg / 0.14kg

Instructions

- ◆ 沐浴前, 由家人協助將其護理套的彈性密封圈子撐大
- ◆ 患者緩慢地將患肢插入套內, 盡力避免觸碰到患處
- ◆ 當患處完全入內, 讓彈性密封圈自然復位, 並同時調整彈性密封圈以便密封圈緊密
- ◆ 準備完成即可進行沐浴

注意事項:

- ◆ 沐浴時間不宜超過20分鐘
- ◆ 沐浴後護理套內外均需用幹布擦乾後收藏, 禁止用吹風機吹幹
- ◆ 產品如有破損, 禁止使用

Foot Trauma Bath Waterproof Cover

足部創傷沐浴防水套

Model: NFD/NFF

Features:

- The material has strong crushing resistance and is easy to clean
- It can protect the affected area from serious deterioration in case of water
- Applicable to: daily wound care in case of foot trauma, etc. it can also be used as outdoor wound protection in rainy days. The product can be used repeatedly
- 材料防碎性強, 易清洗
- 可保護患處遇水惡化嚴重
- 主要用於: 腳部有創傷等情況下的傷口日常護理, 也可以作雨天戶外傷口的防護, 產品可反覆使用

Specifications

Product Model 產品型號	NFD/NFF
Product Material 產品材質	PVC silica gel PVC 矽膠
Product Function 產品功能	waterproof protection for feet 腿部防水保護
Product Size 產品尺寸	78*44*18cm / 68*33*17cm
Product Weight 產品重量	143g / 129g
Package Size 包裝尺寸	20*20*4cm
Packing Weight 包裝重量	0.25kg / 0.24kg



Instructions

- ◆ 沐浴前, 由家人協助將其護理套的彈性密封圈子撐大
- ◆ 患者緩慢地將患肢插入套內, 盡力避免觸碰到患處
- ◆ 當患處完全入內, 讓彈性密封圈自然復位, 並同時調整彈性密封圈以便密封圈緊密
- ◆ 準備完成即可進行沐浴

注意事項:

- ◆ 沐浴時間不宜超過20分鐘
- ◆ 沐浴後護理套內外均需用幹布擦乾後收藏, 禁止用吹風機吹幹
- ◆ 產品如有破損, 禁止使用


Leg Trauma Bath Waterproof Cover

腿部創傷沐浴防水套

Model: NFE

Features:

- The material has strong crushing resistance and is easy to clean
- It can protect the affected area from serious deterioration in case of water
- Applicable to: daily care of wounds in the case of leg trauma, etc., and can also be used for outdoor wound protection in rainy days. The product can be used repeatedly.
- 材料防碎性強, 易清洗
- 可保護患處遇水惡化嚴重
- 主要用於: 腿部有創傷等情況下的傷口日常護理, 也可以作雨天戶外傷口的防護, 產品可反覆使用



Specifications

Product Model 產品型號	NFE
Product Material 產品材質	PVC silica gel PVC 矽膠
Product Function 產品功能	wound waterproof protection 傷口防水保護
Product Size 產品尺寸	35*19*15.2cm
Product Weight 產品重量	218g
Package Size 包裝尺寸	22.5*20*3m
Packing Weight 包裝重量	0.27kg

Instructions

- ◆ 沐浴前, 由家人協助將其護理套的彈性密封圈子撐大
- ◆ 患者緩慢地將患肢插入套內, 盡力避免觸碰到患處
- ◆ 當患處完全入內, 讓彈性密封圈自然復位, 並同時調整彈性密封圈以便密封圈緊密
- ◆ 準備完成即可進行沐浴

注意事項:

- ◆ 沐浴時間不宜超過20分鐘
- ◆ 沐浴後護理套內外均需用幹布擦乾後收藏, 禁止用吹風機吹幹
- ◆ 產品如有破損, 禁止使用

Life Nursing

生活護理



Silicone Waterproof Care Bib

矽膠防水護理圍兜

Model: NBU / NBU2

Features:

- Lightweight wear, widened shoulder strap to disperse pressure, and no sense of pressure when worn for a long time
- Strong pull without deformation, soft and foldable, easy to store and carry
- Wearing 6-gear adjustable, flexible
- Water and oil resistant, can be washed directly, easy to clean
- Applicable to the elderly and children who need care
- 穿戴輕盈, 加寬肩帶分散壓力, 長時間佩戴無壓力感
- 強力拉扯不變形, 柔軟可疊, 易收納攜帶
- 佩戴6檔可調節, 鬆緊自如
- 防水防油, 可直接水洗, 易清洗潔淨
- 適用於老人小孩等需照料人群

Specifications

Product Model 產品型號	NBU / NBU2	
Product Material 產品材質	food grade silicone 食品級矽膠	
Product Function 產品功能	waterproof and dirt-proof 防水防髒	
Product Color 產品顏色	blue 藍色	grey 灰色
Product Size 產品尺寸	43*30*2cm	49*35*4cm
Product Weight 產品重量	170g	240g
Package Size 包裝尺寸	15.5*15*5cm	30*10*10cm
Packing Weight 包裝重量	0.22kg	0.32kg



Instructions

- ◆ 將產品先用水清洗, 晾乾後即可使用
- ◆ 使用時根據使用者的頸圍調節大小到合適的位置即可

注意事項:

- ◆ 此款為護理物品, 請遠離火源或高溫環境, 以免造成產品損壞, 以防影響使用壽命
- ◆ 遠離潮濕環境, 以免滋生細菌
- ◆ 使用後可以直接水洗也可以將汙糟處擦拭掉即可

Waterproof and Oil Resistant Adult Bib

防水防油成人飯兜

Model: NEI

Features:

- TPU material leak proof rice bag, waterproof material, to avoid wetting the clothes inside
 - Large caliber, three-dimensional bib, easy to hold scattered food
 - Waterproof and stain resistant, easy to clean with just one wipe, made of non washable material, fearless of stains
 - Adjustable Velcro, easy to put on and take off, adjustable neck circumference, comfortable without constricting the neck, more convenient to put on and take off
-
- TPU材質防漏飯兜，防水材質，避免弄濕裏面的衣服
 - 大口徑，立體圍兜，輕鬆兜住散落的食物
 - 防水防汙，一擦即淨，免洗材質，無懼污漬
 - 可調節魔術貼，穿脫自由，頸圍可調，舒適不勒脖，穿脫更方便



Specifications

Product Model 產品型號	NEI
Product Material 產品材質	TPU+polyester fiber TPU+聚酯纖維
Product Size 產品尺寸	96*81cm
Bib Size 圍嘴尺寸	34*9*3.5cm
Product Weight 產品重量	140g
Packing Weight 包裝重量	0.06kg

Instructions

- ◆取出產品，穿戴上後調節至合適大小即可

注意事項：

- ◆請勿使用金屬清潔球等尖銳物品進行清洗；
- ◆使用後請及時洗淨晾乾；
- ◆請勿長期置於高溫場所，以免變形；
- ◆請勿接觸明火及腐蝕性液體。

Easy to Wear and Take off Care Clothing

易穿脫護理服

Model: NEJ / NEK

Features:

- Pull and paste, easy to put on and take off, one piece fully open design, convenient for putting on and taking off, scrubbing, injection, inspection, changing clothes, etc
- Elastic waistband without restricting the body, suitable for both fat and thin
- Cotton fabric, breathable and sweat absorbent
- Detachable waist, pull down for easy replacement of urine bags
- 一拉一貼，輕鬆穿脫，一片式全開設計，方便穿脫、擦洗、打針、檢查、換衣等
- 鬆緊褲腰頭不勒身，胖瘦都宜
- 棉面料，透氣吸汗
- 可拆卸腰頭，往下拉可方便尿包替換



NEJ-男款



NEK-女款

Specifications

Product Model 產品型號	NEJ / NEK
Product Material 產品材質	cotton+velcro 棉+魔術貼
Suitable height 適合身高	170-175cm / 150-160cm
Weight 適合體重	62.5-70kg/ 50-57.5cm
Product Size 產品尺寸	clothing length 衣長: 74cm / 68cm bust 胸圍: 115cm / 104cm sleeve length 肩加袖長: 72cm / 62cm pant length 褲長: 100cm / 92cm hip 臀圍: 110cm / 104cm waistband 褲腰頭: 75cm / 67cm
Product Weight 產品重量	640g / 575g

Instructions

◆ 取出產品，穿戴上後調節至合適大小即可。

注意事項：

- ◆ 請勿使用金屬清潔球等尖銳物品進行清洗；
- ◆ 使用後請及時洗淨晾乾；
- ◆ 請勿長期置於高溫場所，以免變形；
- ◆ 請勿接觸明火及腐蝕性液體。

Gel Ball Eye Mask - (Cold/Hot Compress)

凝膠球眼罩- (可冷敷、熱敷)

Model: NEY

Features:

- Used to relieve discomfort such as eye swelling, dark circles, headaches, etc
- Both cold and hot compresses are available
- Gel eye mask for making frozen eye bags, repeated use, gel beads can remain flexible even when frozen at -18 °C
- Double sided design: one side is made of ice bag for cooling, while the other side is made of soft plush fabric
- 用於緩解眼部浮腫、黑眼圈、頭痛等不適
- 冷敷熱敷均可用
- 凝膠眼罩製作凍眼袋，反復使用，凝膠珠-18°C下冷凍都可以保持柔韌
- 雙面設計：一面冰袋降溫，另一面由柔軟毛絨織物做，確保瞓時最佳安全性



Specifications

Product Model 產品型號	NEY
Product Material 產品材質	Water, glycerin, sodium polyacrylate, elastic band, ultra soft fabric 水、甘油、聚丙烯酸鈉、彈性帶、超柔面料
Product Size 產品尺寸	29*9cm
Strap Size 綁帶尺寸	17 cm
Product Weight 產品重量	109g
Package Size 包裝尺寸	15*15*5cm
Packing Weight 包裝重量	0.16kg

Instructions

- ◆ 冷敷：將產品放入冰箱冷藏室30-60分鐘（冷凍室15-30分鐘）再將產品取出，用手揉搓下，達到體感舒適溫度後可以直接使用。
- ◆ 熱敷：將產品放入微波爐中（中低火）加熱10秒，不熱可延長加熱時間但不可一次性設置1-2分鐘。
- ◆ 因微波爐的功率不同，可適當調節加熱時間，但不可加熱時間過長，以免損壞商品。


Gel Ball Cooling Forehead Protection Patch

凝膠球降溫護額貼

Model: NEZ

Features:

- The material has strong crushing resistance and is easy to clean
- It can protect the affected area from serious deterioration in case of water
- Applicable to: daily care of wounds in the case of leg trauma, etc., and can also be used for outdoor wound protection in rainy days. The product can be used repeatedly.
- 材料防碎性強, 易清洗
- 可保護患處遇水惡化嚴重
- 主要用於: 腿部有創傷等情況下的傷口日常護理, 也可以作雨天戶外傷口的防護, 產品可反覆使用



Specifications

Product Model 產品型號	NEY
Product Material 產品材質	Water, glycerin, sodium polyacrylate, elastic band, ultra soft fabric 水、甘油、聚丙烯酸鈉、彈性帶、超柔面料
Product Size 產品尺寸	31*9cm
Strap Size 綁帶尺寸	17 cm
Product Weight 產品重量	168g
Package Size 包裝尺寸	15*15*5cm
Packing Weight 包裝重量	0.26kg

Instructions

- ◆ 冷敷: 將產品放入冰箱冷藏室30-60分鐘(冷凍室15-30分鐘)再將產品取出, 用手揉搓下, 達到體感舒適溫度後可以直接使用。
- ◆ 熱敷: 將產品放入微波爐中(中低火)加熱10秒, 不熱可延長加熱時間但不可一次性設置1-2分鐘。
- ◆ 因微波爐的功率不同, 可適當調節加熱時間, 但不可加熱時間過長, 以免損壞商品。

Wrist Cold and Hot Compress Ice Patch

手腕冷熱敷冰帖

Model: NFH

Features:

- Gel ice hot compress for hand protection, ice/hot compress for circular use
- Solid gel new technology, more convenient to use than liquid, with longer temperature storage effect
- Antibacterial Lycra fabric, high elasticity, more comfortable, and more fitting
- 凝膠冰熱敷護手, 冰敷/熱敷循環使用
- 固體凝膠新科技, 相比於液態使用更方便, 存溫效果更長久
- 抗菌萊卡面料, 彈力大, 更舒適, 更貼合



Specifications

Product Model 產品型號	NFH
Product Material 產品材質	lycra, solid gel 萊卡、固體凝膠
Specifications 規格	2 pcs
Product Size 產品尺寸	length 長度: 20cm palm circumference 掌圍: 25cm
Product Weight 產品重量	222g

Instructions

- ◆ 冷敷: 將產品放入冰箱冷藏室30-60分鐘(冷凍室15-30分鐘)再將產品取出, 用手揉搓下, 達到體感舒適溫度後可以直接使用。
- ◆ 熱敷: 將產品放入微波爐中(中低火)加熱10秒, 不熱可延長加熱時間但不可一次性設置1-2分鐘。
- ◆ 因微波爐的功率不同, 可適當調節加熱時間, 但不可加熱時間過長, 以免損壞商品。

注意事項:

- ◆ 如果需要再次加熱產品, 需等待其冷卻後加熱, 不可煮沸包裝。
- ◆ 如果在使用過程中有不適現象, 應立即停止使用並儘快就醫, 如有破損請停止使用。



Ziglite Smart Health Care Products Co., Ltd.
節亮康護產品有限公司

Hong Kong Office Address

Room B3, 18/F Bonsun Industrial Building, 364-366 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, Hong Kong

Office Hour : Mon - Fri : 9:30 - 5:30pm

Email : info@ziglite.com

Office : +852 3107 7500

Fax: +852 3544 0462

Whatsapp : +852 6827 2010



www.ziglite.com